

Philips
腰部按摩器

EMS 技术按摩

无线使用
轻薄易佩戴

PPM3302BLB



贴身环绕，隐形佩戴

EMS 按摩，唤醒活力

按摩器采用莱卡面料，轻盈舒适。按摩器具有 EMS 脉冲按摩和热敷功能，能有效放松深层肌肉，缓解不适。控制器可拆卸，体积小，便于携带。

EMS 脉冲按摩，缓解不适

- EMS 脉冲可放松肌肉群，缓解酸痛
- 3 档热敷温度，缓解疼痛
- 30 分钟智能定时按摩，避免过度按摩

轻薄、亲肤、使用舒适

- 轻薄、轻柔、佩戴舒适
- 创新型硅胶按摩片，质感柔软，可减少刺痛

控制器可拆卸，便于携带

- 可插拔、拆卸，易于安装、充电和存储
- 内置电池，支持无线使用

PHILIPS

规格

基本参数

- 净重：168 克
- 产品尺寸：1000 × 118 × 23 毫米

主要参数

- 加热温度：40-50 °C
- 工作电压：3.7 V
- 工作功率：5 W
- 电池：3000 毫安时

- 充电电流：2 A
- 充电端口：Type-C
- 充电电压：5 V

原产地

- 原产地：中国

服务

- 保修期：2 年

产品亮点

EMS 脉冲按摩

预设 6 种按摩模式和 12 档按摩强度。多档结合，可避免损伤并有效消除疲劳。

可拆卸控制器

控制器可插拔、拆卸，易于安装、充电和存储。可拆卸设计，更便于旅行和携带，且易于清洗。

无线使用

容量为 3000 毫安时的内置电池可使设备在充满电时高速运转 6 小时。

热敷功能

NTC 可将温度智能控制在 40 至 50 度之间。热敷功能可促进血液循环，有效缓解肌肉紧张并减少局部疼痛。按摩器可以让您缓解一天的疲劳，充分放松。

定时关闭

定时 30 分钟运行时间后可自动关闭，有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

轻薄、亲肤材质

主体是由莱卡织物经热压而成。整机肌肤触感柔软，非常轻薄，佩戴时隐形不露痕，更便于出门。

创新型材料

创新型硅胶导电材料触感更柔软、更舒适。可减少冷感，缩短加热时间。耐折性强，恢复率高。无微孔的表面可减少微电流带来的刺痛感。



发行日期 2023-04-24

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com