

Philips
腿部按摩器

组合按摩

无线使用
全气囊包裹

PPM5102LDB



健康按摩，健康的生活方式

气囊按摩唤醒活力

腿部血液循环不足容易导致静脉曲张、腿部肿胀等问题。采用双气囊、穴位振动和热敷，可有效促进血液循环，缓解酸痛。

组合按摩，缓解不适

- 振动模式，专业的放松按摩
- 热敷 40 - 60 ° C，5 个可调级别。
- 气囊按摩，快速消除疲劳，唤醒腿部。
- 4 种可选按摩模式，智能且方便。

智能便携，易于使用

- 内置电池，便于无线使用
- 30 分钟智能定时按摩可避免过度按摩

全气囊包裹设计

- 3D 全包覆式设计，更多三维腿部按摩

PHILIPS

规格

基本参数

- 净重: 490 克
- 颜色: 深蓝
- 产品尺寸: 570 × 320 × 35 毫米 (非折叠尺寸) mm
- 气囊数量: 2
- 使用的身体部位: 右小腿

主要参数

- 加热温度: 40-60 ° C

- 电压: 5 伏
- 电池: 3200mAh
- 充电端口: Type-C

原产地

- 原产地: 中国

售后服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

振动模式

3 级可调振动: 1 级可唤醒肌肉, 2 级可放松肌肉, 3 级可深度按摩。您可以自行选择合适的档位, 以避免损坏并有效消除疲劳。

热敷功能

5 级热敷温度可调, 以促进血管舒张, 加强局部血液循环, 有效缓解肌肉紧张, 减少局部疼痛。您将充分放松和缓解一天的疲劳。内置精确的 NTC 温度控制系统, 可在过热时自动切断电源, 这是一种智能防烫伤功能。

气囊功能

人性化的 3 档气囊可调, 满足用户需求。模仿人手揉捏, 按摩器有效消除疲劳, 唤醒肌肉。

多种按摩模式

有 4 种按摩模式, 一键启动按摩, 为您提供所需的舒适体验。

全气囊包裹设计

全气囊包裹设计适合腿部肌肉, 可深度缓解腿部肿胀和酸痛。这种皮肤友好的面料可增强按摩体验, 促进血液循环, 缓解不适。

定时按摩

预置 30 分钟按摩和自动关机, 可有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

无线使用

主机内置电池容量为 3200 mAh, 充满电后可使用 120 分钟。



发行日期 2022-12-15

版本: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com