

Philips
腰部按摩器

双区加热按摩
多档按摩速度选项
可拆卸控制器

PPM3201BPK



360 度包裹，护卫您的健康

温暖腹部，保护腰部

本产品采用拉架布，轻盈舒适，具有受热收缩和震动功能，可以有效促进血液循环，缓解腹部和腰部的不适。产品中采用了磁性分离控制器，便于携带。

组合按摩模式，缓解腰部不适

- 同步热敷，可调加热温度
- 可调式多档速度振动，快速消除疲劳

磁性控制器，便于携带和取下

- 可拆卸控制器，轻便，便于携带
- 60 分钟智能定时按摩，避免过度按摩

包裹式设计，舒适合身

- 3D 环绕人体工程学设计，提供更好的保护
- 采用拉架布：轻便、轻柔、舒适、防水

PHILIPS

腰部按摩器

双区加热按摩 多档按摩速度选项, 可拆卸控制器

规格

基本参数

- 产品尺寸: 1055 × 122 × 32 mm
- 颜色: 粉色

主要参数

- 额定功率: 11.8 W
- 加热温度: 45-55 ° C
- 电压: 3.7V

- 电池: 4500mAh
- 充电端口: Type-C

原产地

- 原产地: 中国

售后服务

- 保修期: 2 年

PPM3201BPK/93

产品亮点

双区加热模式

前后双区同时加热, 3 级温控, 温度区间为 45-55 度, 有效促进血液循环, 缓解背痛和腹部不适。

振动按摩模式

5 种振动设置: 包括肌肉唤醒模式、肌肉放松模式、节奏按摩、潮汐模仿按摩和深度按摩。您可选择适当的设置以避免损伤。

可拆卸磁性控制器

控制盒内置电池的容量为 4500mAh, 可在满电状态下使用 180 分钟。可拆卸设计, 更便于携带及旅行, 且易于清洁。

定时关闭

定时 60 分钟运行时间后可自动关闭, 有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

3D 环绕设计

环绕式设计, 还可与延长带一起使用, 通过钩环调整腹部和腰部按摩位置。360 度包裹腰部式按摩, 有效缓解不适。

亲肤材质

采用抗菌和防水处理后的拉架布, 可防止有害微生物产生异味以及使皮肤状况受损。该设备质地轻薄, 隐形触感, 更便于携带。



发行日期 2022-12-15

版本: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com