

PHILIPS



IPL matiņu likvidēšanas
ierīce ar SenselQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin sensors

4 intelektiskas papildierīces:
ķermenim, sejai, bikini zonai,
padusēm

Ekskluzīvas lietotnes funkcijas,
kuru darbību nodrošina
mākslīgais intelekts

Lietošana bez vada un ar vadu



BRI977/00

Mūsu viedākais IPL ar ekskluzīvām SkinAI funkcijām

Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 12 mēnešus*

Atklājiet mūsu viedāko IPL risinājumu ilgstoši gludai ādai. Mūsu ātrākā bezvadu Lumea IPL ierīce ar SenselQ tehnoloģiju tagad ir ar ekskluzīvām SkinAI funkcijām Lumea IPL lietotnē, lai analizētu jūsu ādu un sekotu jūsu progresam.

Maigs un efektīvs process ilgstoši gludas ādas nodrošināšanai

- Ātrs rezultāts, veicot procedūru tikai ik pēc 2 nedēļām
- For convenience with corded and cordless options
- Radīta kopā ar dermatologiem, lai lietošana būtu ērta un efektīva

Pilnīgs risinājums sejai un ķermenim

- Visaptverošs risinājums sejas un ķermeņa procedūrām ar 4 viediem uzgaļiem
- Piemērota vairākam ādas un matu toņiem

Personalizēta IPL matiņu likvidēšana

- Saudzējoša un ērta lietošana ar SenselQ
- Vieda ādas analīze ar SkinAI

Specifikācijas

Pievienoto piederumu tehniskās specifikācijas

Kermeņa apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz ārpusi, Loga izmērs: 4,1 cm2, Ķermenim piemērota procedūra: kājas, rokas un vēders

Sejas apstrādes papildpiederums: Forma: plakans, Loga izmērs: 2 cm2, papildu filtrs, Sejai piemērota procedūra: augšlūpa, zods un žokļa līnija

Bikini apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz iekšpusi, Lodziņa izmērs: 3 cm2, Jūtīgai bikini zonai piemērota procedūra

Papildpiederums padušu zonas apstrādei: Forma: izliekts uz iekšpusi, Loga izmērs: 3 cm2, Padušu zonai piemērota procedūra

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni

SmartSkin sensors: Atbilstošais iestatījums pēc pieprasījuma

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Paslīdināt un izgaismot): Ātrai izmantošanai

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Nelielu zonu apstrādei

Lietošana ar vadu/bez vada: Lietošana bez vada un ar vadu

Tehniskā specifikācija

Spriegums: 100–240 V

Akumulatora tips: Uzlādējams akumulators

Augstas veiktspējas lampa: Ilgstošai darbībai, 450 000 mirgošanas reizes, kas atbilst 39 gadu lampas kalpošanas laikam****

Consumer Trade Item

Height: 25.2 cm

Width: 26.3 cm

Length: 11.3 cm

Net weight: 1.282 kg

Gross weight: 1.801 kg

GTIN: 8720689005944

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85437090

Outer Carton

Height: 26.8 cm

Width: 23.9 cm

Length: 27 cm

Net weight: 2.564 kg

Gross weight: 3.844 kg

GTIN: 18720689005941

Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē un 1 papildu garantijas gads pēc produkta reģistrācijas 90 dienu laikā

Pallet Layer

Height: 26.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Eleganta somiņa

Adapteris: 19,5V/4000 mA

Lietošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 8,5 min

Padušu zonas: 2,5 min

Bikini līnija: 2 min

Sejas zonas: 1,5 min

