


Philips
按摩眼罩

眼部按摩和熱敷
可拆式電池

PPM2301DB



放鬆雙眼、身體和心靈。

釋放壓力，享受舒適旅程。

這款按摩眼罩備有震波按摩、熱敷和完美的遮光效果，有助保持雙眼舒適，讓您在旅途上或辦公室內放鬆，睡眠更舒適。

震波按摩釋放雙眼壓力

- 對雙眼周圍施加震波，有助釋放雙眼壓力。
- 接上電源線抑或使用電池？由您決定！

溫度調節式熱敷

- 熱敷雙眼，消除雙眸疲勞
- 可使用冰袋配件進行冷敷。

3D 立體造型，達致完美遮光

- 完美遮光，雙眼零壓力

抗菌防水布料

- 遠離髒污和異味

PHILIPS

規格

一般規格

- 顏色：深藍色
- 電源：磁吸電源線，可拆式電池
- 總重量：370 克
- 淨重量：58g
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：256 × 85 × 60 mm
- 包裝尺寸（長）*（寬）*（高）：
302*121*78 mm
- 電池容量：600mAh

主要參數

- 標準功率：6 W
- 多種按摩模式：按摩模式和熱敷模式
- 電池接頭：磁吸接頭
- 電池電壓：3.7 V

原產地

- 原產地：中國

服務

- 保養期：2 年

產品特點

震動式震波按摩器

在按摩模式中，眼罩會對雙眼周圍產生連續的震波。按摩的震波有助減少雙眼和心靈的壓力，幫助用戶入睡。

溫度調節式熱敷

熱敷模式為您雙眼帶來舒適的溫熱感覺，有助改善血液循環，消除疲勞。

3D 立體造型

眼罩憑 3D 立體造型技術貼合面部，完全隔絕光線，達致完美遮光，讓您可深層睡眠。

抗菌防水

這款按摩眼罩的布料採用抗病毒、防水的納米技術，可防止沾污和產生異味。您可以濕布擦拭，輕易清潔。

以冰袋冷敷

包裝內含 2 個冰袋。您可將冰袋放入眼罩，以進行冷敷，消除眼袋或減少腫脹。

可拆式電池

電池設有磁吸接頭，方便拆下和充電。眼罩可在充電後單獨使用。如您想在拆下電池後使用按摩功能，可使用電源線。

