


Philips  
U形颈部按摩器

气压调节  
高频微振

PPM3101NDB



## 私人颈部按摩器，随时可用

### 集成式盒便于存放

U形颈部按摩器采用高频多点振动按摩，恒温热敷和气压调节。弧形表面可贴合颈部。便携，便于存放，可适用于多种场合。

#### 保护式按摩

- 高频微振，可深入缓解颈部肌肉紧张
- 热敷，可促进血液循环和放松肌肉
- 定时按摩，可避免因过度按摩和热敷而造成伤害

#### 易于使用

- 锂电池供电，无电线限制
- 颜色状态指示灯：清晰，易于理解
- 独立控制热敷和振动

#### 舒适贴合

- 手动调整气压，以找到出色支撑
- 曲线形状，柔软材料，可贴合颈部。

#### 易于存放

- 易于存放

**PHILIPS**

# 规格

## 基本参数

- 供电方式：Type-C 充电线缆
- 产品尺寸：330 × 290 × 120 毫米

## 主要参数

- 加热温度：45-50 ° C

## 原产地

- 原产地：中国

## 服务

- 保修期：2 年

# 产品亮点

## 高频微振

小按钮振动电机，提供高频微振，可缓解疲劳和僵硬的颈部肌肉。

## 舒适调整

气压可调节设计，允许您通过在需要时按下气泵来充气或调节支撑级别，同时，可在储存时按下按钮来放气。易于折叠和存放。

## 恒温热敷

热量深入按摩部位，可加快血液循环，有助于缓解肌肉紧张。合理的温度设置（ $42 \pm 3$  度）提供舒适、安全的热敷体验，可避免意外烫伤。

## 易于存放

放气后可折叠。盖可变为存储袋。轻盈便携，可装入背包或手提箱中。

## 曲面贴合

人体工程学形状，设计可贴合颈部，并提供舒适的按摩体验。

## 智能定时按摩

预设自动关闭功能，按摩 15 分钟，可防止因过度按摩或热敷造成肌肉或皮肤损伤。

## 为锂电池充电

由大容量锂电池供电，无电线限制。无论是在家、工作还是旅途中，您可随时享受按摩。

## 颜色状态指示灯

按钮和按摩头配有彩色状态指示灯。橙色指示灯表示加热模式，蓝色指示灯表示不加热。

## 独立控制

独立控制热敷和振动，满足不同需求

