

Philips
腰部按摩器

大面积热敷
多档按摩速度选项
可拆卸控制器

PPM3205BPK



清爽热敷，无线使用

温暖腹部和腰部，享受温和护理

腰部按摩器采用冰丝莱卡面料，轻盈纤薄。具有热敷功能，可以有效促进血液循环，缓解腰部疼痛和不适。磁性可拆卸控制器，随身携带，不会造成任何负担。

包裹式设计，舒适合身

- 采用拉架布：轻便、轻柔、舒适、防水
- 3D 环绕人体工程学设计，提供更好的保护

热敷按摩，缓解不适

- 大面积热敷，可调加热温度
- 便携式按摩带，手感轻薄
- 30 分钟智能定时按摩可避免过度按摩

磁性吸盘，无线轻盈，使用方便

- 可拆卸控制器，轻便，便于携带
- 内置电池，无电源线困扰。

PHILIPS

规格

基本参数

- 产品尺寸: 1080 × 110 × 35 毫米
- 颜色: 粉色

主要参数

- 额定功率: 8.5 瓦
- 加热温度: 45-55 °C
- 电压: 3.7V

- 电池: 3000mAh
- 充电端口: Type-C

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

亲肤材质

采用抗菌和防水处理后的拉架布, 可防止有害微生物产生异味以及使皮肤状况受损。该设备质地轻薄, 隐形触感, 更便于携带。

3D 环绕设计

环绕式设计, 还可与延长带一起使用, 通过钩环调整腹部和腰部按摩位置。360 度包裹腰部式按摩, 有效缓解不适。

可拆卸磁性控制器

控制器和主设备通过磁力吸附固定, 相互靠近时轻松吸附。可拆卸式设计, 更便于旅行和携带, 易于清洗。

热敷模式

前后双区同时加热, 3 级温控, 温度区间为 45-55 度, 有效促进血液循环, 缓解背痛和腹部不适。

隐形佩戴

整个设备净重 185 克, 如此轻薄的机身在佩戴之后也不会让您的身材也不会有明显变化, 不必担心给自己带来压力和尴尬。

定时按摩

预置 30 分钟按摩和自动关机, 可有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

无线电源

控制盒内置电池的容量为 3000 毫安时, 充满电后可以使用 180 分钟。



发行日期 2023-04-24

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com