

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți sonică  
electrică cu aplicație

DiamondClean Smart

Îndrumări personalizate

Capete de periere smart

Recunoașterea capului de  
periere

4 moduri, 3 intensități



HX9901/03



## Cea mai bună periură de dinți a noastră pentru îngrijire completă

Ai încredere cu acoperirea de 100 %

DiamondClean Smart este cea mai bună periură de dinți a noastră, asigurând îngrijire completă. Un cap de periere de înaltă performanță îți permite să te concentrezi asupra tuturor aspectelor igienei orale, iar tehnologia noastră cu senzori inteligenți îți oferă feedback și îndrumări personalizate.

### Proven to improve oral health

- Elimină până la de 10 ori mai multă placă bacteriană\* pentru o curățare în profunzime

### Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Îți oferă îndrumări în timpul periajului și evidențiază zonele omise
- Te întoarce la zonele omise, pentru acoperire 100 %
- Începe să ai mai multă grijă de zonele problematice
- Te avertizează dacă apeși prea tare
- Îți oferă îndrumări pentru a reduce mișcarea de frecare

### Optimizează periajul

- Capetele de periere selectează automat setările ideale
- Asigură-te că profiți la maximum de capul de periere
- Alege din 4 moduri și 3 setări de intensitate


# Repere

## Spune adio plăcii bacteriene




Atașează capul de periere C3 Premium Plaque Control pentru a beneficia de cea mai profundă curățare. Cu marginile moi și flexibile, perii se mulează pe forma suprafeței fiecărui dinte pentru a oferi o suprafață de contact de 4 ori mai mare\*\*\* și a îndepărta până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile\*.

## Nu rata nicio zonă




Aplicația Philips Sonicare te anunță când ai obținut o curățare temeinică și îți oferă îndrumări pentru un periaj mai bun și mai atent.

## Funcție TouchUp




Dacă se întâmplă să omiți o zonă în timp ce îți periezi dinții, funcția TouchUp din aplicație îți va semnala acest lucru. Poți apoi să revii pentru o periere suplimentară, având certitudinea că vei obține o curățare completă, de fiecare dată.

## Memento-uri inteligente de înlocuire




În timp, capetele de periere se uzează și îndepărtează mai puțin eficient placa bacteriană. Cu tehnologia inteligentă de recunoaștere a capului de periere, nu vei uita niciodată când trebuie să înlocuiești capul de periere. Periuța de dinți va monitoriza cât timp și cât de intens te-ai periat cu fiecare cap de periere și te va înștiința când a sosit momentul să-l înlocuiești. De asemenea, va monitoriza durata de viață a capetelor de periere în aplicația Philips Sonicare și chiar va comanda piese de schimb, astfel încât să nu rămâi niciodată fără.

## Zone de interes și stabilirea obiectivelor



Există zone problematice pe care ți le-a semnalat medicul stomatolog? Le vom evidenția pe harta 3D a gurii tale din aplicație și îți vom reaminti să le acorzi atenție suplimentară.

## Prea multă presiune?



Se poate să nu observi că îți periezi dinții prea apăsat, dar DiamondClean Smart va detecta presiunea excesivă. Dacă aplici o


presiune prea mare, inelul luminos de la capătul mânerului va lumina intermitent, atrăgându-ți atenția să reduci presiunea și să lași capul de periere să-și facă treaba. 7 din 10 persoane au considerat că această funcție i-a ajutat să-și perieze dinții mai eficient.

## Ușurință sporită



Cu o periuță de dinți electrică, poți lăsa curățarea în grija periuței. Am conceput un senzor integrat în mâner pentru a-ți atrage atenția să reduci frecarea. Astfel, îți poți îmbunătăți tehnica și poți obține o curățare mai delicată și mai eficientă.

## Sincronizarea modurilor BrushSync



Te întrebi ce mod și intensitate ar trebui să utilizezi? Nu mai este loc de îndoieli. Microcipul din capul de periere indică periuței DiamondClean Smart ce anume utilizezi. Așadar, dacă atașezi spre exemplu un cap de periere pentru îngrijirea gingiilor, periuța de dinți va selecta modul și intensitatea ideale pentru îngrijirea delicată și totuși eficientă a gingiilor. Nu trebuie decât să apeși butonul de pornire.

# Specificații

## Design și finisaj

Culoare: Alb

## Conectivitate

Tehnologia wireless Bluetooth®: Aplicația Connected brushing

## Alimentare

Tensiune: 110-220 V

## Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la Descărcat): 14 zile\*\*\*\*\*

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

## Service

Garanție: Garanție 2 ani

## Compatibilitate

Compatibilitate cu Android: Telefoane

Android, Tablete compatibile cu Bluetooth 4.0

Compatibilitate iOS: iPad gen. a 3-a sau

model mai nou, iPhone 4S sau model mai

nou, cu iPhone iOS7 sau model mai nou

## Ușor de utilizat

Indicator baterie: Pictograma iluminată indică durata de viață a bateriei

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Afișaj: Afișaj iluminat

Mâner: Design ergonomic subțire

Recunoașterea capului de periere: Se sincronizează cu modul ideal

Atenționare de înlocuire: Pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate, pictograma de reamintire se aprinde

## Articole incluse

Mâner: 1 mâner DiamondClean Smart

Capete de periere: 1 cap C3 Premium Plaque Control

Pahar de încărcare: 1

Bază pentru încărcător: 1

## Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Contribuie la

îmbunătățirea sănătății gingiilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană\*

Cronometru: BrushPacer și SmartTimer

Feedback privind presiunea: Inelul luminează violet, Mânerul vibrează pentru a te atenționa

TouchUp: Asigură o acoperire de 100 %

## Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

3 intensități: Redusă, Medie, Ridică

Deep Clean+: Pentru o curățare profundă și revigorantă

Gum Health: Atenție specială pentru molari

White+: Pentru îndepărtarea petelor de suprafață

## Tehnologie cu senzori inteligenți

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

Senzor de localizare: Monitorizează și îmbunătățește acoperirea

Senzor pentru mișcarea de frecare: Oferă îndrumări pentru a reduce mișcarea de frecare

Hartă 3D a gurii: Evidențiază zonele problematice

TouchUp: Pentru abordarea zonelor omise



\* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală

\*\* comparativ cu o periuță de dinți manuală, folosind o marcă de top de pastă de dinți pentru albire

\*\* comparativ cu DiamondClean

\*\*\*\* în modul Gum Health, comparativ cu o periuță de dinți manuală după 2 săptămâni

\*\*\*\* după 3 zile de utilizare în modul White+, comparativ cu o periuță de dinți manuală

\*\*\*\* pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard