

PHILIPS

AVENT

Handmilchpumpe

Einfaches Abpumpen, Lagern und Füttern

Basis-Set



SCF430/13



Angenehmes Abpumpen – überall

Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss

Genießen Sie den sanften Komfort der tragbaren Philips Avent Handmilchpumpe. Mit Natural Motion-Technologie, inspiriert vom Saugen des Babys für einen schnellen Milchfluss. Passen Sie Rhythmus und Vakuum ganz einfach an. Passend für alle Brustwarzengrößen.

Leichte Reinigung

- Einfach zu reinigen und zusammenzusetzen

Bequemes Abpumpen

- Löst den Milchfluss vor oder zwischen dem Füttern auf einfache Weise aus
- Entwickelt für aufrechtes Abpumpen
- Abpumpen, aufbewahren und füttern
- Wählen Sie Ihren Rhythmus, folgen Sie Ihrem Milchfluss

Tragbar und praktisch

- Ideal für Mütter, die unterwegs Abpumpen

Einfach, sanft und effizient

- Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt
- Unterstützt den schnellen Milchfluss

Besonderheiten

Natural Motion-Technologie



Der innovative Silikonflansch, der der einzigartigen Saugbewegung von Babys nachempfunden wurde, stimuliert die Brust, sodass der Milchfluss schnell eingeleitet wird. Für bequemes und effizientes Abpumpen.

Passt sich an Ihre Brust an




Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre einzigartige Anatomie an. Für 99,98 % aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).

Tragbar und einfache Handhabung



Die Milchpumpe ist klein und leicht, einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für einfaches und diskretes Abpumpen unterwegs.

Schnelles Einsetzen des Milchflusses



Eine einzigartige, tragbare Handmilchpumpe – ideal für Mütter, die unterwegs auf sanfte Weise abpumpen müssen, oder vor dem Stillen.

Saug- und Durchflussregelung



Sie können den Abpumprhythmus und die Saugfunktion an Ihre Bedürfnisse, Ihren Komfort und Ihren Milchfluss anpassen.

Bequeme Sitzposition



Entspannen Sie sich und sitzen Sie bequem, während Sie abpumpen – unser Design ermöglicht aufrechtes Sitzen ohne erforderliches Vorbeugen.

Einfach zu reinigen und zusammenzusetzen



Da unsere neue Pumpe nur aus wenigen Teilen besteht, können Sie sie leicht zusammensetzen und reinigen.

Abpumpen, aufbewahren und füttern



Pumpen Sie direkt in den Aufbewahrungsbehälter ab, damit nichts verloren geht. Wenn Ihr Baby hungrig ist, bringen Sie zum Füttern einfach den weichen Sauger am Becher an. Ihre Milch kann je nach Wunsch in Beuteln oder Bechern im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahrt werden.

Daten

Material

Milchpumpe: BPA-frei*

Lieferumfang

Einweg-Stilleinlagen: 2 Stck.

Kissenbezug: 1 Stck.

Abpump-Utensilien mit Griff: 1 Stck.

Mehrwegbecher und 1 x Adapter: 3 Stck.

Mundstück für Neugeborene: 1 Stck.

Funktionen

Weiches und flexibles Kissen: Sanfte Stimulation



* Basierend auf: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. April 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Mai 1993, (20 Teilnehmer, Kaukasier, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).

* BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011