

PHILIPS

AVENT

Set cadou

Pompă de sân manuală

Simplă

Perniță moale din silicon cu marime universală

Colectează laptele fără aplecare

Sterilizator pentru microunde



SCD430/50



Sterilizare, pompare și hrănire

Set de pompă de sân manuală cu sterilizator

Setul de alăptare ideal pentru mamele care doresc un pachet complet, de la colectarea laptelui la hrănire și sterilizare. Acesta include o varietate de produse: o pompă de sân manuală, un sterilizator, suzete și biberoane.

Hrănește cu biberoanele Philips Avent

- Pentru o prindere naturală

Liniștește cu suzetele ultra soft

- Disc de protecție flexibil pentru potrivire confortabilă

Colectarea laptelui cu pompa de sân manuală

- Pentru un debit de lapte rapid
- Experiență mai confortabilă
- Ideală pentru colectarea ocazională a laptelui, oriunde, oricând
- Nu necesită aplecare în față

Sterilizare cu sterilizatorul pentru cuptorul cu microunde

- Rapid și eficient
- Conținutul rămâne steril până la 24 ore

Repere

Tehnologie Natural Motion




Bucură-te de confortul delicat al pompei de sân manuale portabile Philips Avent. Cu tehnologie Natural Motion, inspirată acțiunea de supt a bebelușului pentru ejecția rapidă a laptelui. Poți regla cu ușurință ritmul și sucțiunea.

Perniță adaptivă din silicon




Pernița din silicon se flexează și se adaptează delicat pentru a se potrivi dimensiunii și formei unice a mamelonului. Se potrivește la 99,98% din toate dimensiunile de mameloane.

Portabilă și ușor de utilizat



Pompa de sân este mică și ușoară, ceea ce înseamnă că este ușor de depozitat și transportat, făcând astfel pomparea în deplasare simplă și discretă.

Stai comod



Mulțumită designului nostru care îți permite să stai cu spatele drept în loc să te înclini în față, te poți relaxa și așeza confortabil în timp ce îți colectezi laptele.

Sterilizează în doar 2 minute



Sterilizatorul cu abur pentru microunde poate fi utilizat pentru a steriliza biberoanele și alte produse în doar 2 minute, distrugând 99,9% din germeni și bacterii. Desigur, lungimea exactă a ciclului depinde de puterea cuptorului tău cu microunde. 2 minute la 1200-1850 W, 4 minute la 850-1100 W, 6 minute la 500-800 W.

Distruge 99,9% din germeni



Este dovedit că sterilizatorul cu abur pentru microunde distruge 99,9 % din germeni și bacterii.

Include biberoanele noastre Natural



Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea și facilitează capacitatea bebelușului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Include suzete Ultra Soft



Ai grijă de pielea sensibilă cu suzeta ultra soft Philips Avent. Discul flexibil se mulează pe forma feței bebelușului, lăsând mai puține urme și cauzând mai puține iritații, calmându-l pe cel mic într-un mod confortabil.

Specificații

Include

Perie pentru biberon: 1 buc.
Pompă manuală pentru sân: 1 buc.
Sterilizator pentru microunde: 1 buc.
suzete ultra soft 0-6 luni albe: 2 buc.
Tetine 1 luni+: 2 buc.

Tetine 1 lună+: 2 buc.
Biberoane de 9 oz: 2 buc.
Biberoane de 4 oz: 2 buc.

Funcții

Pernă de masaj moale și adaptabilă: Stimulare delicată

Portabilă și ușoară: Utilizare ușoară în deplasare



* Pe baza: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 aprilie 2019, (109 participante, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 de participante (caucaziene), SUA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 de participante, Australia)

* Pompă de sân fără BPA: doar biberonul și alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011