

PHILIPS

AVENT



Set regalo

Single Electric breast pump

Set per estrarre, conservare e allattare

Con batteria ricaricabile



SCD330/31

Ispirato dal bambino, creato per le mamme

Tecnologia Natural Motion per un flusso del latte più veloce*

Scopri la nuova frontiera dell'estrazione del latte con il tiralatte elettrico Philips Avent. Dotato di un equilibrio perfetto tra suzione e stimolazione dei capezzoli, si ispira alla suzione naturale del bambino. La morbida coppa in silicone si adatta delicatamente alla dimensione e alla forma del capezzolo. Continua a leggere per saperne di più.

Altri vantaggi

- Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

Allatta con i biberon Philips Avent

- Per un allattamento naturale

Estrazione efficace e confortevole

- Per un flusso del latte più rapido*
- Esperienza più confortevole
- Esperienza personalizzata, 8 + 16 livelli di impostazione
- Con batteria ricaricabile

Conservazione del latte in tutta sicurezza


- Per conservare e trasportare in tutta sicurezza
- Massima protezione per il latte materno

Trovare la tettarella giusta è estremamente importante

- Trovare la tettarella giusta è estremamente importante


In evidenza

Tecnologia Natural motion



Estrai più latte in meno tempo* con un cuscinetto che stimola ed estrae il latte proprio come farebbe il bambino. È possibile passare facilmente dalla modalità di stimolazione a quella di estrazione. Inoltre, il tiralatte applica solo il corretto livello di stimolazione del capezzolo e di estrazione per massimizzare il flusso di latte. Il calcolo è effettuato sulla base del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER).*

Cuscinetto in silicone adattabile



Il cuscinetto in silicone si flette delicatamente e si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni del capezzolo. Si adatta al 99,98% dei capezzoli.

Trovare la tettarella giusta è estremamente importante



Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una

tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.

Trova la tettarella con il flusso più adatto



Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.

Personalizza le tue esigenze



Ottimizza ogni sessione in base alle tue esigenze grazie a un'ampia gamma di impostazioni di stimolazione ed estrazione. Il nostro tiralatte offre 8 livelli di stimolazione e 16 livelli di estrazione per un'esperienza personalizzata.

Tiralatte portatile



Estrai il latte anche quando non sei in casa senza doverti preoccupare di trovare una presa di corrente. La nostra batteria ricaricabile è dotata

di un adattatore micro-USB e ha un'autonomia massima di 3 sessioni con una sola ricarica completa.

Vasetti impilabili a prova di perdite



Estrai, conserva e dai al tuo bambino il latte materno in maniera efficiente con i nostri nuovi vasetti conservalatte. Sterilizzali e riusali con i tiralatte o le tettarelle Philips Avent; un unico sistema, molte opzioni!

Con sacchetti per la conservazione del latte materno



I sacchetti per la conservazione del latte materno Philips Avent consentono di conservare in modo sicuro il tuo prezioso latte materno. Possono essere conservati in frigorifero o in congelatore e sono presterilizzati per l'utilizzo immediato.

Include i nostri biberon Natural



L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.

Single Electric breast pump

Set regalo

SCD330/31

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio accensione: 100V - 240 V

Contenuto della confezione

Adattatore: 1 pz
Coppette assorbilatte monouso: 24 pz.
Kit di estrazione: 1 pz.
Dischetto sigillante: 1 pz.
Biberon da 125 ml: 1 pz.
Biberon da 260 ml: 1 pz
Gruppo motore (ricaricabile): 1 pz
Adattatore micro-USB: 1 pz
Tettarella a flusso lento: 1 pz.
Sacchetti per il latte usa e getta: 5 pz.
Vasetti Via da 180 ml con coperchi: 5 pz.
Vasetti Via da 240 ml con coperchi: 5 pz.
Biberon da 125 ml: 1 pz.

Funzioni

Cuscinetto morbido ed ergonomico:
Stimolazione delicata

Consumer Trade Item

Height: 20.4 cm
Width: 27.9 cm
Length: 20 cm
Net weight: 1.121 Kg
Gross weight: 1.74495 Kg
GTIN: 8720689008013
Country of origin: VN
Harmonized system code: 33069090

Scatola esterna

Height: 22.2 cm
Width: 29.1 cm
Length: 41.6 cm

Net weight: 2.242 Kg
Gross weight: 3.6559 Kg
GTIN: 18720689008010

Pallet Layer

Height: 22.2 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Pallet

Height: 108 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 53.808 Kg
Gross weight: 106.8276 Kg
GTIN: 68720689008015

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2025-10-13
Versione: 8.8.1

Le specifiche sono soggette a modifica
senza preavviso I marchi sono di
proprietà di Koninklijke Philips N.V. o
dei rispettivi detentori.

EAN: 87 20689 00801 3

www.philips.com



* Sulla base del risultato del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER) ottenuto da studio con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), rispetto ai risultati del tempo di riflesso di eiezione del latte ottenuti da tecnologie di estrazione Philips precedenti a seguito di studio di fattibilità con 9 partecipanti (Paesi Bassi, 2018)
* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 partecipanti, Israele); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation
* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 partecipanti caucasici, Stati Uniti); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 partecipanti, Australia)
* Sulla base dei risultati del questionario per il cuscino 1k da studio clinico con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019)
* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011