

PHILIPS

sonicare

Soniczna szczoteczka do zębów z SenseIQ

Prestige 9900

Technologia SenseIQ

5 programów, 3 intensywności

Aplikacja ze sztuczną inteligencją

Końcówka Premium All-in-One



HX9992/31



Technologia SenseIQ dopasuje się do Twoich potrzeb

do 100x na sekundę monitorując technikę szczotkowania

Sonicare Prestige 9900 z technologią SenseIQ to najbardziej zaawansowana elektryczna szczoteczka soniczna do zębów w portfolio Philips Sonicare. Jest wyposażona w inteligentną technologię soniczną, która do 100x na sekundę monitoruje technikę szczotkowania, dostosowując się do Ciebie.

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Elegancka i ergonomiczna konstrukcja

Always get it right with SenseIQ

- Dostosowuje się do Ciebie w czasie rzeczywistym
- Rezultaty potwierdzone w badaniach klinicznych
- Czujnik siły nacisku i szorowania (sygnalizacja na szczoteczce i w aplikacji)
- Technologia SenseIQ, monitoruje technikę szczotkowania i daje indywidualne wskazówki
- Wykrywa Twój styl szczotkowania

Personalized clean without compromise

- Końcówka szczoteczki Premium All-in-One to kompleksowa pielęgnacja
- Spersonalizowane porady z aplikacji Philips Sonicare
- Najbardziej zaawansowana technologia soniczna

Premium accessories

- Minimalistyczna podstawa i stacja bazowa ułatwiają ładowanie
- Edycja limitowana, kwiecisty futerał podróżny z funkcją ładowania USB

Zalety

Dostosowuje się do Ciebie w czasie rzeczywistym




Większość z nas przyciska szczotecznię zbyt mocno podczas szczotkowania. Dlatego nasza szczoteczka automatycznie dostosowuje poziom intensywności, gdy szorujesz za mocno. Dzięki zaawansowanej aplikacji ze sztuczną inteligencją, która analizuje 5 parametrów Twojego szczotkowania w czasie rzeczywistym, możesz skorzystać z spersonalizowanych rekomendacji, które przeniosą Cię na wyższy poziom higieny jamy ustnej.

Łatwe ładowanie



Minimalistyczna podstawa ładująca wkomponuje się w każde wnętrze. Gdy chcesz naładować szczotecznię, umieść ją na podstawie ładującej. Naładowana szczoteczka pracuje do 2 tygodni.

Wysokiej klasy końcówka szczoteczki typu Premium All-in-One



Wysokiej jakości końcówka szczoteczki A3 All-in-One, zaprojektowana we współpracy ekspertami. Posiada trójwymiarowe

włókna, które usuwają do 20x więcej płytki nazębnej, nawet z trudno dostępnych miejsc*. Trójkątne końcówki umożliwiają usunięcie nawet o 100% więcej przebarwień w czasie krótszym niż dwa dni***. Dłuższe włókna lepiej czyszczą dziąsła, które są nawet 15x zdrowsze w zaledwie 2 tygodnie**. Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany.

Spersonalizowane porady



Aplikacja Philips Sonicare jest oparta na sztucznej inteligencji i doskonale współpracuje ze szczotecznią. Zapewnia przekazywane w czasie rzeczywistym informacje dotyczące nacisku, ruchu, pokrycia, czasu trwania i częstotliwości. Dzięki niej możesz też wyświetlać raporty o postępach według dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i praktyczne porady umożliwiające lepsze szczotkowanie. Funkcja automatycznej synchronizacji zapewnia aktualność danych szczotkowania w aplikacji, nawet jeśli podczas szczotkowania nie masz przy sobie telefonu.

Elegancka i ergonomiczna konstrukcja



Sonicare Prestige 9900 to doskonała technologia zamknięta w stylowej i zwartej konstrukcji. Ta luksusowa szczoteczka została wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki którym jest przyjemna dla oka i miła w dotyku.

Dbaj o zdrowie jamy ustnej



Elektromagnetyczny układ wewnątrz szczoteczki sonicznej Philips zapewnia więcej ruchów końcówki w ciągu 2 minut mycia, niż przez cały miesiąc mycia szczoteczki manualną. Rezultaty stosowania szczoteczki sonicznej Philips udowodnione w badaniach klinicznych.

Edycja limitowana, kwiecisty futerał



Elegancki futerał podróżny można wsunąć do dowolnej torby i zabrać ze sobą w podróż. Wytrzymały futerał w limitowanej edycji z motywem kwiatowym jest wykonany z miękkiej, przyjemnej w dotyku skóry wegańskiej. Dodatkowo jest wyposażony w zintegrowany port USB-C i kabel USB do ładowania, dzięki czemu można łatwo naładować szczotecznię bez wyjmowania jej z futerału.

Dane techniczne

Możliwości połączeń

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Źródło zasilania: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Ponad 2 tygodnie****

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Różowy, edycja limitowana

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: System

Android w wersji 8.0 lub nowszej

Zgodność z systemem iOS: iPhone z systemem iOS 13.0 lub nowszym

Łatwość użytkowania

Rączka: Elegancka i zwarta konstrukcja, Płynne sterowanie dotykowe

Wskaźnik akumulatora: Podświetlony

wskaźnik ikony

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Pokrowiec: Elegancki, Wzór kwiatowy, wersja limitowana, niewielkie etui z funkcją ładowania, Skóra wegańska

Przypomnienie o wymianie końcówki: Świeci się ikona przypomnienia, w celu zapewnienia najlepszych rezultatów

Elementy zestawu

Rączka: 1 Sonicare 9900 Prestige

Końcówki szczoteczki: 2 A3 Premium All-in-One

Wysokiej jakości futerał z funkcją ładowania przez USB: 1

Ładująca podstawka do szklanki: 1

Przewód USB: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Do 15 razy zdrowsze dziąsła**

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 20 razy więcej płytki nazębnej*

Usuwanie przebarwień: Nawet 100% mniej przebarwień***

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki

na zęby i dziąsła: Krąg świeci na fioletowo,

Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Informacje zwrotne dotyczące szorowania:

Pierścień świeci na pomarańczowo, Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk, Opcja włączania/wyłączania w aplikacji

Technologia SenseIQ

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Czujnik ścierania: Pomaga ograniczyć ścieranie

Czujnik położenia: podczas każdej sesji szczotkowania, Śledzi obszar czyszczenia zębów

Mapa jamy ustnej 3D: Wskazuje brakujące obszary

Adaptacyjna intensywność: Reguluje poziom intensywności, gdy wywierasz zbyt duży nacisk

Sztuczna inteligencja: Wykrywa i synchronizuje szczotkowanie

Aplikacja Sonicare z technologią sztucznej inteligencji

Porady w czasie rzeczywistym: Osobiste rekomendacje, Raport postępów za dzień/miesiąc/rok

Dostosowywane tryby: Clean, White+, Zdrowie dziąseł, Głębokie czyszczenie, Delikatne czyszczenie



* w porównaniu ze szczoteczką manualną

** w porównaniu ze szczoteczką manualną w ciągu 6 tygodni

*** w teście laboratoryjnym w porównaniu ze szczoteczką manualną

**** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym