

PHILIPS

AVENT

Biberon 260 ml

Natural Response

1 biberon

9 oz/260 ml

Tetină cu debit 3

Peste 1 lună



SCY903/21



Susține ritmul individual de alimentație al bebelușului

O tetină care funcționează ca un sân

Biberoanele Natural Response eliberează lapte doar atunci când bebelușul suga activ. Bebelușii pot bea, înghiți și respira în ritmul lor natural, ca la sân. Facilitează combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul.

Combinarea ușoară a hrănirii la sân cu biberonul

- Tetina eliberează lapte numai atunci când bebelușul bea activ lapte
- Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Alte beneficii

- Designul de tetină fără scurgeri previne scurgerile și pierderile de lapte

Alte beneficii

- Ai răbdare cât bebelușul se adaptează
- Ușor de ținut chiar și pentru mâini mici
- Alege debitul potrivit al tetinei pentru bebelușul tău
- Compatibil cu toată gama Philips Avent
- Tetinele și biberoanele Natural Response nu conțin BPA*
- Simplu de utilizat, ușor de curățat și asamblare rapidă

Nu permite pătrunderea aerului în burtica bebelușului

Găsirea poziției potrivite este important

Repere

Tetina Natural Response



Tetina Natural Response funcționează cu ritmul natural de hrănire al bebelușului, făcând ușoară combinarea hrănirii la sân și cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebelușul bea activ lapte. Astfel că fluxul de lapte se oprește atunci când bebelușul se oprește pentru a înghiți și respira.

Începere naturală a alăptării



Tetina lată, moale și flexibilă este concepută să imite forma și senzația unui sân, ajutând bebelușul să se atașeze și să se hrănească confortabil.

Găsirea poziției potrivite este important



Dacă nou-născutul nu primește în mod constant suficient lapte pe parcursul sesiunilor de hrănire sau dacă are dificultăți în obținerea laptelui, treci la o tetină cu un debit mai

mare. Dacă apar probleme persistente de hrănire, consultă un profesionist din domeniul sănătății.

Supapă anti-colici



Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebelușului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor și a disconfortului.

Tetină fără scurgeri



Orificiul tetinei este conceput să elibereze lapte numai atunci când bebelușul se hrănește. Așa că poți evita cu încredere pierderea de lapte, fie acasă, fie în deplasare.

Găsește debitul potrivit al tetinei



Fiecare bebeluș se hrănește diferit și se dezvoltă în propriul ritm. Am conceput o gamă de debite, astfel încât să îl poți găsi pe cel perfect pentru bebelușul tău și să personalizezi biberonul. Toate tetinele Natural Response sunt fabricate din silicon moale.

Simplu de utilizat și curățat



Gâtul larg al biberonului facilitează umplerea și curățarea. Numai câteva piese pentru o asamblare rapidă și simplă.

Ușor de ținut



Biberonul ergonomic este ușor de prins în orice unghi, pentru a oferi confort maxim în timpul hrănirii. Ușor de ținut de mâini mari și mâini mici.

Compatibil cu toată gama



Combină și potrivește piese ale pompelor de sân, biberonelor și cânilor noastre și creează un produs potrivit pentru tine, oricând ai nevoie.

Specificații

Material

Tetină: Silicon, Fără BPA*

Include

Biberon de 9 oz/260 ml: 1 buc.

Tetină cu debit 3: 1 bucată

Funcții

Caracteristicile tetinei: Începere naturală a alăptării, Design fără picurare, Moale și flexibil, Supapă anti-colici

