

PHILIPS

AVENT

Coffret cadeau

Single Electric
breast pump

Coffret pour tirer, conserver et
donner le lait



SCD340/31



Le tire-lait simple complet

Rapide, confortable et apprécié des mamans

Une nouvelle ère s'annonce pour les tire-laits, avec une technologie présentant un équilibre parfait entre l'aspiration et la stimulation des mamelons, inspirée de la manière dont les bébés têtent. Le tire-lait électronique Philips Avent optimise en permanence le débit de lait et s'adapte en douceur à la taille et à la forme de vos mamelons.

Personnalisé et facile à utiliser

- 8 modes de simulation, 16 modes d'expression

Doux et confortable

- Le coussin en silicone souple offre un confort pour tous les seins

Pour recueillir davantage de lait plus rapidement*

- La technologie Natural Motion permet au lait de s'écouler rapidement*

Allaiter avec les biberons Philips Avent

- Pour une tétée naturelle

Apaisez votre bébé avec des sucettes ultra-douces

- Colerette souple, pour un confort optimal

Points forts

Débit de lait rapide*



Le lait commence à s'écouler en seulement une minute grâce à notre technologie Natural Motion unique**. Avec une prise en main simple, un massage et une succion adaptés, il n'est pas surprenant que 97 % des mamans déclarent que le tire-lait est efficace*** et que 100 % des sages-femmes le recommandent.

S'adapte à votre mamelon



Quelle que soit votre morphologie, le coussin en silicone souple et doux du tire-lait épouse confortablement votre sein et votre mamelon. Adapté à 99,98 %**** des tailles de poitrine***, pour une prise en main simple et sécurisée.

S'adapte à vos besoins



Tirez le meilleur parti de chaque séance avec 8 modes pour stimuler le débit du lait et 16 modes pour l'exprimer. Vous pouvez affiner les réglages au fur et à mesure.

Récipients empilables et anti-fuites



Tirez votre lait, conservez-le et donnez-le à votre bébé efficacement, grâce à notre nouveau pot de conservation. Stérilisez et réutilisez le pot de conservation avec le tire-lait ou les tétines Philips Avent. Un système, de multiples possibilités !

Biberons Natural inclus



La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

Sucettes ultra-douces incluses



Prenez soin de la peau sensible de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette souple épouse les lignes de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau, pour plus de confort.

Caractéristiques

Alimentation

Tension secteur: 100V - 240 volt

Inclus

Goupillon pour biberon: 1 Pièce(s)

Coussinets d'allaitement jetables: 4 Pièce(s)

Kit tire-lait: 1 Pièce(s)

Bloc moteur (utilisation filaire uniquement): 1 Pièce(s)

Disque d'étanchéité: 1 Pièce(s)

Sucettes blanches ultra-douces 0-6 mois: 2 pièces

Biberons de 260 ml: 2 pièces

Biberons de 125 ml: 1 pièce

Biberon de 125 ml avec tétine 0 mois et +: 1 pièce

Adaptateur micro-USB: 1 pièce

Récipients Via avec couvercles de 180 ml: 5 pièces

Adaptateur: 1 pièce

Fonctions

Coussin souple et adaptatif: Stimulation douce

* Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).

** Pour 1K-SE : 70 % des participantes ont obtenu un REL dans les 60 secondes. Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).

*** D'après les résultats des essais cliniques du produit auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019), score moyen pour les tire-laits électriques simples et doubles ; 95 % des participantes reconnaissent que nos tire-laits sont efficaces (électriques simples) ; 100 % des participantes reconnaissent que nos tire-laits sont efficaces (électriques doubles).

**** Basé sur : (1) Mangel et al. Difficultés d'allaitement, durée de l'allaitement, indice de masse corporelle maternelle et anatomie mammaire : sont-ils liés ? Breastfeeding Medicine, 26 avril 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. Changements cutanés et douleurs au niveau du mamelon au cours de la 1ère semaine de lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 participantes caucasiennes, États-Unis) ; (3) Ramsay et al. L'anatomie du sein humain en lactation redéfinie par l'échographie, 2005, (28 participantes, Australie)

***** Uniquement associé au biberon et aux autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.

