

PHILIPS

IPL uređaj za uklanjanje
dlačica sa tehn. SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Senzor SmartSkin

1 pametni dodatak za telo

Lumea IPL aplikacija

Napajanje iz naponske mreže



BRI940/00



Prilagođen vama sa tehnologijom SenseIQ

Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 meseci*

Uživajte u brzom i personalizovanom tretmanu sa našim aparatom Lumea IPL serije 8000. Tehnologija SenseIQ sa pametnim dodacima i aplikacija Lumea IPL za dugotrajno glatku kožu.

Nežan i efikasan za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate
- Razvijen sa dermatolozima kako bi bio efikasan i lak za upotrebu
- Izuzetno dug kabl za dodatnu fleksibilnost tokom tretmana

Sveobuhvatno rešenje za lice i telo

- Rešenje za telo uz 1 pametni dodatak
- Pogodan za većinu nijansi kože i boja kose

Personalizovani tretman uklanjanja dlavica uz IPL

- Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ
- Pratite rutinu tretmana pomoću aplikacije Philips Lumea IPL

Važne karakt.

2 puta mesečno za brze rezultate



Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolenice traje 8,5 minuta.

Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea serije 8000 ima pet lako podešivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronadete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagodavaju tretman svakom delu tela.

Izuzetno dug kabl



Praktičan za upotrebu zahvaljujući izuzetno dugom kablju koji omogućava lak pristup i poboljšano rukovanje.

1 pametni dodatak



Specijalno dizajnirani nastavak se savija ka unutra za optimalan kontakt sa kožom prilikom tretiranja velikih površina kao što su noge. Kada je povezan, aktivira se specijalno prilagođeni program.


Razvijeno sa dermatolozima



Kao lider na polju zdravstvene tehnologije, kompanija Philips je razvila aparat Lumea IPL u saradnji sa dermatolozima za laku i efikasnu

potrebu u sigurnosti vašeg doma. Izveden iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima, aparat Lumea IPL nudi nežan tretman, čak i na osetljivim područjima.

Philips Lumea IPL aplikacija



Naša besplatna aplikacija za obuku pomaže vam da isplanirate rutinu tretmana i da se pridržavate rasporeda tretmana, te vas vodi kroz svaku sesiju korak po korak. Aplikaciju je preuzelo više od 2,1 miliona korisnika.

Za većinu tipova kože i kose



IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, stoga funkcioniše dobro za prirodno tamnoplavu kosu, smeđu i crnu kosu, kao i na nijansama kože od svetle do tamno smeđe (I–V).

Specifikacije

Tehničke specifikacije dodataka

Dodatak za tretman tela: Oblik: ispuščen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman tela: noge, ruke i stomak

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečite slučajno blicanje

Senzor nijanse kože: Detektuje nijansu kože

Senzor SmartSkin: Prava podešavanja kad poželite

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za brzu primenu

Na baterije / preko kabla: Napajanje iz naponske mreže

Prislanjanje i blicanje: Za tretman malih područja

Tehničke specifikacije

Napon: 100-240 V

Lampa visokih performansi: Dizajniran da dugo traje, pruža 450.000 bljesaka, što je jednako 39 godina radnog veka lampe**

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti koji se isporučuju

Uputstva za upotrebu: Korisnički priručnik

Skladištenje: Torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vreme primene

Pazuhi: 2,5 min

Bikini zona: 2 min

Potkolenice: 8,5 min

