

PHILIPS

IPL uređaj za uklanjanje
dlačica s tehn. SenseIQ

Lumea IPL serije 8000

Senzor SmartSkin

1 pametan nastavak: tijelo

Aplikacija Lumea IPL

Korištenje s kabelom



BRI940/00



Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica

Uživajte u 12 mjeseci svilenkasto glatke kože*

Uživajte u brzom i jedinstvenom tretmanu s uređajem Lumea IPL Prestige. Lumea uz tehnologiju SenseIQ pruža dugotrajno uklanjanje dlačica s cijelog tijela iz udobnosti vašeg doma. Uz personalizirane smjernice pomoću Lumea IPL aplikacije, ostvarite glatku kožu kao u salonu.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Za brze rezultate tretirajte samo 2x mjesečno
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi bilo sigurno i učinkovito
- Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Posebno dizajniran nastavak za tijelo
- Pogodan za većinu nijansi kože i boju dlačica

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- Nježno i ugodno uz SenseIQ
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

Istaknute znač.

1 pametni nastavak




Posebno dizajniran nastavak zakrivljen je prema unutra za optimalan kontakt s kožom pri tretiranju velikih područja poput nogu. Prilagođeni program se pokreće kada je nastavak spojen.

Aplikacija Philips Lumea IPL



Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Razvijeno s dermatolozima



Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

2 x mjesečno za brze rezultate



Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga samo jednom mjesečno i to je to. Tretman obje potkoljenice traje svega 8,5 minuta.

Tehnologija SenseIQ



Lumea serije 8000 ima pet lako prilagodljivih postavki svjetla. Naš senzor SmartSkin očitava vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.

Izuzetno dugačak kabel



Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

Za većinu tipova kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do tamno smeđe (I – IV).

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman za tijelo; noge, ruke i trbuh

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja
5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože
Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa
Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože
Senzor SmartSkin: Odgovarajuća postavka na zahtjev

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu
Žično/bežično: Korištenje s kabelom
"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Tehničke specifikacije

Napon: 100–240 V
Snažna žarulja: Napravljen da traje, 450.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 39 godina trajanja lampe**

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute
Pohrana: Kozmetička torbica
Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vrijeme primjene

Pazusi: 2,5 min
Bikini linija: 2 min
Potkoljenice: 8,5 min

