

PHILIPS

IPL fotoepilaator
SenselQ-ga

Lumea IPL 9900
Series

SmartSkin-andur

3 nutikat tarvikut: kehale, näole,
täppisotsak

Tehisintellektiga rakenduse
eksklusiivsed funktsioonid

Kasutatav nii juhtmeta kui ka
juhtmega

BRI973/00



Nutikaim IPL lahendus eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega

Nautige siledat karvavaba nahka 12 kuud*

Avastage meie kõigi aegade nutikaim IPL lahendus kauakestva sileda naha jaoks. Meie kiireim juhtmevaba Lumea IPL seade koos SenselQ tehnoloogiaga on nüüd Lumea IPL rakenduses varustatud eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega, et analüüsida teie nahka ja jälgida teie edusamme.

Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Kiired tulemused kasutades vaid kaks korda kuus
- Töötatud välja koos dermatoloogidega, lihtne ja tõhus
- Ainuke juhtmeta kasutamise võimalusega Lumea

Täielik lahendus näole ja kehale


- Täielik lahendus näole ja kehale koos 3 nutika tarvikuga
- Sobib enamikule naha- ja karvatoonidele

Isikupärastatud IPL karvaeemaldus

- Nutikas nahaanalüüs SkinAI abil
- Õrn ja mugav SenselQ-ga


Esiletõstetud tooted

Eksklusiivsed SkinAI funktsioonid




Meie tasuta rakendus tagab üksikasjalikud juhised koos eksklusiivse SkinAI tehnoloogiaga, mis võimaldab nahka analüüsida ja karvade vähenemist jälgida.

Töötatud välja koos dermatoloogidega



Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

3 nutikat tarvikut



Spetsiaalse kujundusega tarvikud sobivad täiuslikult iga kehakumerusega ja ühendatuna käivitavad kõige tõhusamad programmid iga

kehapiirkonna jaoks. Näotsak: lame, väikse UV-filtriga töötlusalaga. Kehaotsak: nõgus, suure töötlusalaga. Täppisotsak: kumer, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Kiired tulemused kasutades vaid 2x kuus




Algul kasutada iga kahe nädala tagant – poole vähem protseduure kui teiste kaubamärkide puhul. Sellele järgneb protseduur vaid üks kord kuus. Mõlema sääre hoolduseks kulub kõigest 8,5 minutit.

SenseIQ tehnoloogia



Lumea 9900 seerial on viis kergesti reguleeritavat valguseadistust. SmartSkin andur loeb teie nahatooni ja aitab teil leida kõige sobivama seadistuse. Nutikad tarvikud kohandavad iga kehapiirkonna hooldust.

Soovi korral juhtmeta kasutamine



Eriti mugavaks kasutamiseks on Lumea 9900 seeria IPL, millel on juhtmeta kasutamise funktsioon. Tänu sellele funktsioonile on veelgi lihtsam ulatuda kõikjale ja töötada täpselt – ning kasutada seadet kõikjal, kus soovite.

Enamiku naha- ja karvatüüpide jaoks



IPL vajab kontrasti karvapigmenti ja nahapigmenti vahel, seetõttu toimib loomulikult tumeblondidel, pruunidel ja mustadel karvadel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I–V).

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed, lisad

Kehakarvade eemaldustarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 4,1 cm², Spetsiaalne hooldus kehale: jalad, käed ja kõht

Näokarvade eemaldustarvik: Kuju: lame,

Töötlusala suurus: 2 cm², lisafilter, Spetsiaalne hooldus näole: ülahuul, lõug ja lõuajoon

Karvaeemalduse täpsustarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 3 cm², Spetsiaalne hooldus bikiniipiirkonnale ja kaenlaalustele

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

Viis valgusenergia sätet: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Väldib

tahtmatut välgutamist

Nahatooniaandur: Tuvastab teie nahatooni

Andur SmartSkin: Vajadusele vastav seadistus

Kasutusrežiim

Libista ja välguta: Kiireks kasutamiseks

Juhtmega / juhtmeta kasutamine: Kasutatakse nii juhtmeta kui ka juhtmega

Markeeri ja välguta: Väikeste piirkondade hooldamiseks

Tehnilised andmed

Aku tüüp: Laetav aku

Pinge: 100–240 V

Suure jõudlusega lamp: Vastupidav, 450 000 välgutust, mis vastab lambi 39-aastasele tööeale****

Teenindus

Garantii: 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

Komplektis olevad esemed

Kasutusjuhend: Kasutusjuhend

Hoiundamine: Luksuslik vutlar

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Kasutusaeg

Sääreosa: 8,5 min

Kaenlaalused: 2,5 min

Bikiinijoon: 2 minutit

Näopiirkonnad: 1,5 min

