



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Burnos irigatorius

„Quad Stream“ technologija

Ypatingai tylus dizainas
Imp. srovės nukreipia tinkama
linkme



HX3904/30

Pašalina iki 99,9 % apnašų valomose vietose*

Patobulintas valymas burnos irigatoriumi puikiai dantenų sveikatai

Naujasis „Philips Sonicare Power Flosser“ pasižymi išskirtinėmis savybėmis, dėl kurių pacientai gali džiaugtis kito lygio švaros pojūčiu burnoje bei ilgalaikiu efektyvumu.

New level clean

- 4 irigavimo režimai, 10 intensyvumo nustatymų
- Lengvai pripildoma 600 ml talpa
- Kompaktiškas antgalių dėklas
- Paprasta magnetinė stotelė su automatinio išjungimu
- „F1 Standard“ antgalis skirtas reguliariam valymui
- „F3 Quad Stream“ antgalis, skirtas didžiausiam plotui valyti
- Kruopščiam valymui skirta „Quad Stream“ technologija
- Impulsinės srovės technologija nukreipia nuo danties prie danties.
- Ypatingai tylus, kad puikiai išvalytumėte netrukdydami kitiems


PHILIPS
sonicare

Ypatybės

Kruopščiam valymui

Unikalus „X“ formos antgalis skleidžia keturias plačias sroves, kad būtų galima kruopščiai išvalyti tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Nukreipia nuo danties prie danties



Trumpos pauzės impulsinio valymo metu skatina pacientus perkelti antgalį ties kitu tarpdančiu, kad išvalytų visą burną.

Veikia ypatingai tyliai



Sukurta taip, kad būtų galima naudoti nepastebimai, todėl pacientai puikiai išsivalys burną netrukdydami kitiems.

4 režimai, 10 intensyvumo nustatymų



Pacientai džiaugsis jų poreikiams pritaikyta švara. Nustačius režimą „Clean“, bėga


nuolatinė vandens srovė, kad būtų galima užtikrinti puikią kasdienę švarą; „Deep Clean“ skleidžia skirtingus impulsus, kad išvalytumėte kruopščiau; režimas „Sensitive“ yra ypač švelnus jautrioms dantenoms; režimas „Massage“ ramina ir stimuliuoja dantenas. Pacientai gali reguliuoti intensyvumą, kad maloniai jaustųsi, naudodami LED šviesos ekraną kaip pagalbinę priemonę.

„F3 Quad Stream“ antgalis



Norėdami itin kruopščiai išvalyti didžiausią plotą, naudokite „Quad Stream“ antgalį, kuris koncentruoja vandenį į keturias plačias sroves tarp dantų ir palei dantenų liniją. Minkštas guminis kreiptuvas yra švelnus dantenoms, o kiekvienas antgalis tiesiog uždedamas ir nuimamas.

„F1 Standard“ antgalis



„Standard“ antgalis skirtas kruopščiam tarpdančių valymui, siekiant pašalinti apnašas ir nešvarumus

Paprasta magnetinė stotelė



Pacientui baigus valyti, jis gali tiesiog padėti rankeną atgal ant paprastos magnetinės stotelės. Rankenoje automatiškai perjungiamas režimas iš pauzės į išjungtą.

600 ml talpa



600 ml talpoje su lengvai atidaromu dangteliu telpa pakankamai vandens vienam valymui. Norėdami papildyti, tiesiog išimkite, pripildykite ir įdėkite atgal.

Kompaktiškas antgalių dėklas

Pacientai gali higieniškai laikyti papildomus antgalius kompaktiškame ir stilingame antgalių dėkle.

Specifikacijos

Maitinimas

- Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Pridėti priedai

- „F1 Standard“ antgalis: 1
- „F3 Quad Stream“ antgalis: 1

- „Power Flosser“: 1
- Antgalio laikymo dėklas: 1

Valymo veiksmingumas

- „Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų*

Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- „Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas
- Intensyvumo nustatymai: 10
- „Massage“: Dantenų stiprinantis masažas
- „Sensitive“: Švelnus dantų ir dantenų valymas



Išleidimo data 2023-01-08

Versija: 4.4.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Laboratorinio tyrimo metu patvirtinta, kad pašalina iki 99,9 % apnašų valomose vietose. Faktiniai individualūs rezultatai gali skirtis.