

# PHILIPS

## sonicare

Електрическа звукова  
четка за зъби

ProtectiveClean 4300

Вграден сензор за натиск

1 режим на чистене

1 функция BrushSync



HX6804/04



## По-чисти зъби. По по-нежен начин.

Премахва до 7 пъти повече плака от ръчната четка за зъби

Усетете разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно премахвате 7 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби

### Доказано подобрява здравето на устата

- До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби
- Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

### Проектирани по ваша мярка

- Лесна програма за започване изгражда вашия Philips Sonicare режим
- Насърчаване за внимателно миене
- Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

### Иновативна технология

- Уведомява ви, ако натискате прекалено силно
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

## Акценти

### Кажете сбогом на плаката



Плътно подредените, висококачествени косъмчета премахват до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби. А специално извитият електрически връх улеснява достигането до зъбите в задната част на устата ви.

### Безопасност и щадящо действие



Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

### Единствената истинска звукова технология



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

### Напомняне за смяна BrushSync



Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.

### Следете натиска при миене




Прекалено силното миене на зъби може да увреди зъбите и венците ви. За да предотврати това, Philips Sonicare ProtectiveClean издава лек пулсиращ звук, за да ви напомни да намалите натиска.

### Технология BrushSync



Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

### Отпуснете се и се насладете на своя нов режим



Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Нашата програма за лесно започване ви дава възможност за постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на вашата нова четка.

### Полезни таймери



Имате нужда от електрическа четка за зъби с таймер? Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

# Спецификации

## Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

## Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 2 седмици

Тип батерия: Литиево-йонна

## Дизайн и покритие

Цвят: Насителнолилаво

## Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

## Лесна употреба

**Индикатор за батерията:** Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

**Съвместимост на дръжката:** Лесно поставяне на главите с щракване

**Дръжка:** Тънък и ергономичен дизайн

**Време за почистване:** До 2 седмици

## Включени в комплекта

**Дръжка:** 1 ProtectiveClean

**Зарядно устройство:** 1

**Глави за четка:** 1 C2 Optimal Plaque Defense

## Работни показатели при почистване

**Лечебен ефект:** Помага за намаляване на кариесите

**Скорост:** До 62 000 движения на четката/мин

**Работни характеристики:** Премахва до 7 пъти

повече плака\*

**Таймер:** Quadpacer и SmartTimer

**Обратна връзка при натиск:** Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

## Режими

**Clean:** За изключително ежедневно почистване

**2 степени на интензивност:** Ниски, Високо

## Технология с интелигентен сензор

**Сензор за натиск:** Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

**Напомняне за смяна BrushSync:** Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

