

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

3 Series gum health

1 poetsstand

3 intensiteitinstellingen

1 opzetborstel



HX6601/09



Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*

*vergeleken met een gewone tandenborstel

Een gebruiksvriendelijke elektrische tandenborstel die zorgt voor superieure tandplakverwijdering en tandvleesverzorging. Deze comfortabele borstel helpt de eerste tekenen van ontstoken tandvlees te voorkomen en verminderen

Helpt u de aanbevelingen van de tandarts op te volgen

- SmarTimer helpt u de aanbevolen poetstijd aan te houden
- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

Verzorgt uw tandvlees beter dan een gewone tandenborstel

- Beter dan een gewone tandenborstel voor tandvleesontsteking
- Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand
- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Drie intensiteitsinstellingen voor een zachte poetservaring

Aanbevolen door tandartsen overal ter wereld

- Bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren
- Veilig voor beugels, behandelde tanden en facings

Kenmerken

Verbeterd de gezondheid van het tandvlees op drie manieren




Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)

Vorkomt en vermindert tandvleesontsteking



Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken

Drie intensiteitsinstellingen



Met drie aanpasbare intensiteitsinstellingen (laag, gemiddeld en hoog) kunt u de juiste sterkte kiezen om te garanderen dat poetsen langs het tandvlees aangenaam is. Na 1,5 seconde poetsen drukt u twee keer op de

knop om te wisselen van stand. Eenmaal om te pauzeren en de tweede keer om te wisselen.

Tot zes keer betere tandplakverwijdering



Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand vergeleken met een gewone tandenborstel.

Sonische technologie



Onze sonische technologie zorgt voor een unieke dynamische reinigingsfunctie die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor een grondige, maar zachte reiniging

Veilig en zacht



De zachte beweging van deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel is veilig voor behandelde tanden, inclusief beugels, implantaten en facings, zodat u zorgeloos kunt poetsen.

SmarterTimer



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel heeft een speciale SmarterTimer om u te helpen de door tandartsen aanbevolen poetstijd van twee minuten aan te houden

Quadpacer



Voorzien van een Quadpacer-intervaltimer om het grondig poetsen van de hele mond te stimuleren. De tandenborstel geeft iedere 30 seconden een pieptoon, wat betekent dat het tijd is om een ander deel van de mond te poetsen.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur: Air Superiority blauw

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken**

Batterijtype: Lithium-ion

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slang, ergonomisch design

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

Docking station: 1

Handvatten: 1 3-serie voor gezond tandvlees

Opzetborstels: 1 ProResults-borstel voor gezond tandvlees

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min
Prestaties: Verwijdert tot zes keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbetert de gezondheid van uw tandvlees

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog



* dan een handtandenborstel

** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand