

PHILIPS

sonicare

Sikat gigi listrik
sonik

For Kids

2 mode

2 kepala sikat



HX6381/02



Mendorong kegiatan menyikat gigi yang sehat
secara mandiri

Sikat gigi listrik untuk anak

Sikat gigi listrik Philips Sonicare yang mendukung senyum mengembang

Menghadirkan kebersihan terbaik

- Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

Membersihkan dan melindungi senyum mengembang


- Kepala sikat berkaret dirancang untuk melindungi gigi si kecil

Dirancang untuk mendukung kebiasaan menyikat gigi yang lebih baik

- Kepala sikat yang sesuai usia untuk melindungi gigi anak
- Bentuk antiputar
- Desain multi-pegangan untuk orang tua dan anak
- 2 mode daya ramah-anak yang membersihkan dengan lembut dan efektif
- Panel menyenangkan yang dapat diganti-ganti sesuai selera
- KidPacer menghadirkan nada musik yang menarik dan menyenangkan
- KidTimer membantu meningkatkan waktu gosok gigi

Kelebihan Utama

Kepala sikat yang sesuai usia



Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memiliki 2 ukuran kepala sikat yang dirancang khusus untuk membersihkan dengan lembut dan melindungi gigi pada tahapan perkembangan penting

Bentuk antiputar



Desain gagang kokoh yang memungkinkan anak menyimpan sikat gigi dalam posisi tegak serta mengoleskan pasta gigi saat sikat gigi diletakkan mendatar.

Desain multi-pegangan



Dirancang ergonomis agar orang tua dan anak-anak bisa menggosok gigi bersama atau sendiri-sendiri

Teknologi Sonic




Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

Panel yang dapat diganti-ganti



Memungkinkan anak mengganti tampilan sikat gigi mereka

KidPacer



KidPacer mendorong anak-anak untuk menyikat keseluruhan mulut mereka secara efektif selama 2 menit seperti yang disarankan dokter gigi

KidTimer



Meningkatkan waktu gosok gigi secara bertahap selama 90 hari, hingga sesuai waktu yang disarankan dokter gigi, 2 menit

Mode daya



2 mode daya ramah-anak yang menyesuaikan dengan berbagai usia untuk membersihkan secara lembut. Ada mode rendah untuk usia 4 tahun dan mode tinggi untuk usia 7 tahun ke atas

Kepala sikat berkaret



Kepala sikat berkaret dirancang untuk melindungi gigi si kecil

Spesifikasi

Desain dan lapisan

Warna: Merah dengan 3 panel yang bisa diganti-ganti

Daya

Voltase: 110-220 V

Spesifikasi teknis

Waktu operasi (daya penuh hingga kosong):

Sampai 3 minggu**

Baterai: Dapat diisi ulang

Jenis baterai: Lithium ION

Layanan

Jaminan: Garansi terbatas 2 tahun

Mudah digunakan

Gagang: Desain ergonomis yang ramping, Cengkeraman karet untuk gengaman yang mudah

Indikator baterai: Lampu yang menunjukkan status baterai

Layar: Layar yang menyala

Sistem kepala sikat: Kepala sikat click-on yang mudah

Waktu penyikatan: Sampai 3 minggu**

Item yang disertakan

Gagang: 1 Sonicare untuk Anak

Pengisi daya: 1

Kepala sikat: 1 Sonicare untuk Anak standar, 1 Sonicare untuk Anak ringkas

Performa pembersihan

Manfaat kesehatan: Untuk kebiasaan perawatan mulut yang sehat

Kinerja: 75% lebih efektif*

Kecepatan: Hingga 62.000 gerakan sikat/menit

Timer: KidTimer dan Quadpacer

Mode

Mode daya: 2

