

# PHILIPS

## sonicare

Sikat gigi listrik  
sonik

FlexCare

3 mode

2 kepala sikat

HX6902/02



## Pembersihan Tingkat Lanjut

Teknologi inovatif memberikan hasil yang lebih baik. Kini ada cara yang menjamin kesehatan mulut yang lebih baik, yaitu Philips Sonicare FlexCare baru yang bekerja sesuai dengan kebutuhan perawatan mulut Anda.

### **Terbukti meningkatkan kesehatan mulut**

- Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan
- Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu
- Sikat gigi Philips Sonicare membantu memutihkan gigi
- Mode Sensitive: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

### **Memandu Anda mengikuti saran ahli gigi**

- Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh
- Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

### **Menghadirkan kebersihan terbaik**

- Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi
- Membersihkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
- Aksi pembersihan dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

### **Menawarkan pengalaman menyikat gigi yang dapat disesuaikan**

- Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

# Kelebihan Utama

## Teknologi Sonic




Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

## Gigi lebih putih alami



Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.

## Meningkatkan kesehatan gusi



Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini memberikan pembersihan optimal di sela-sela gigi dan di sepanjang garis gusi untuk meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu.

## SmarTimer




Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

## Quadpacer



Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten

## Program Easy-start




Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare

## Membantu memutihkan gigi



Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu membersihkan dan mengurangi noda pada gigi untuk senyum yang lebih cemerlang.

## Membersihkan plak hingga 2X lebih banyak



Teknologi Sonic yang dipatenkan menghilangkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.

## Pembersihan gusi dan gigi yang lembut



Sikat gigi Philips Sonicare dengan Mode Sensitive: Pembersihan lembut dan menyeluruh untuk gusi sensitif



# Spesifikasi

## Desain dan lapisan

**Warna:** Putih & hijau

## Daya

**Voltase:** 110-220 V

## Spesifikasi teknis

**Baterai:** Dapat diisi ulang

**Waktu operasi (daya penuh hingga kosong):**

Sampai 2 minggu

**Jenis baterai:** Lithium ION

## Layanan

**Jamianan:** Garansi terbatas 2 tahun

## Mudah digunakan

**Gagang:** Desain ergonomis yang ramping, Cengkeraman karet untuk gengaman yang mudah

**Indikator baterai:** Lampu yang menunjukkan status baterai

**Sistem kepala sikat:** Kepala sikat click-on yang mudah

**Waktu penyikatan:** Sampai 2 minggu

## Item yang disertakan

**Gagang:** 1 FlexCare

**Travel case:** 1 lembut

**Pengisi daya:** 1

**Kepala sikat:** 1 ProResults standar, 1 ProResults ringkas

**Pembersih UV:** NO

## Performa pembersihan

**Manfaat kesehatan:** Membantu meningkatkan kesehatan gusi

**Kinerja:** Menghilangkan plak hingga 83% di area yang sulit dijangkau

**Kecepatan:** Hingga 62.000 gerakan sikat/menit

**Timer:** Quadpacer dan SmarTimer

**Manfaat memutihkan:** Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih

## Mode

**Bersih:** Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari

**Pijat:** Pijat yang menyegarkan

**Sensitif:** Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

**2 Perawatan Rutin:** Go Care dan Max Care

