

Philips Sonicare
„AirFloss Pro/Ultra“

1 antgalis



HX8341/01

Trigubai pagerina dantenų sveikatą

Veiksmingumas atitinka reikalavimus, keliamus retai naudojant dantų siūlą

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra“**** dantenų sveikatą gerina taip veiksmingai, kaip dantų siūlas.* Be to, iki 97 % žmonių, kurie nereguliariai naudoja dantų siūlą ir išbandė „AirFloss Pro/Ultra“, dantenų sveikata pagerėjo.*

Improves patients' oral health

- Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis**
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse
- Pašalina iki 99,9 % apnašų***

Superior technology

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Efektyvus antgalis
- Pritaikomi trijų pliūpsnių nustatymai

The easiest way to effectively clean between teeth

- Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes
- Išvalo per 60 sekundžių: nukreipkite, paspauskite, valykite!
- Gaiva ir švara naudojant burnos skalavimo skystį

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

Pašalina iki 99,9 % apnašų




„AirFloss Ultra“ gydymose zonose pašalina iki 99,9 % apnašų.**

Mikrolašelių technologija



Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius unikalią technologiją, kai naudojant orą ir burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenu.

Lengva pradėti



Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių, nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per savaitę.

Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių siūlą.** Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

Išvalo vos per 60 sekundžių



Su „AirFloss Pro/Ultra“ pacientai išsivalys visą burną greičiau nei per 60 sek. per dieną. Pacientai tiesiog pasirenka norimą purškimo dažnumą (viengubas, dvigubas arba trigubas) ir laiko nuspaudę įjungimo mygtuką, kad būtų automatiškai nuolat purškiama, arba paspaudžia ir atleidžia mygtuką naudodami rankinį purškimo režimą.

Gaiva ir švara naudojant burnos skalavimo skystį



Pacientai gali naudoti su burnos skalavimo skystimi, kad jaustų didžiausią gaivą ir priešmikrobinę naudą.

Padeda išvengti ertmių tarpdančiuose




Su „Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra“ švelniai išvalomos šepetėliu nepasiekiamos apnašos, todėl pacientų tarpdančiuose nesiformuoja ertmės.

Efektyvus antgalis



Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis yra itin efektyvus ir ekonomišką.

Trijų pliūpsnių pritaikymas



„AirFloss Pro/Ultra“ purškimo galingumą galima reguliuoti taip, kaip patinka pacientams. Galima rinktis, kad spustelėjus aktyvinimo mygtuką būtų purškiama vieną, du arba tris kartus.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Pilkas

Maitinimas

- Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Baterijos indikatorius: Rankenos LED rodo įkrovimo lygį
- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti
- Baterijos naudojimo laikas: 1–3 savaitės*****

Pridėti priedai

- Įkroviklis: 1
- Rankena „AirFloss Ultra“: 1
- Antgalis „AirFloss Ultra“: 1

Valymo veiksmingumas

- Nauda sveikatai: Visą burną išvalysite per 60 sekundžių, Pagerinkite dantenu sveikatą per 2 savaites*
- „Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų**
- Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai: Toks pat veiksmingas, kaip ir tarpdančių siūlas, sveikesnės dantenos, mažiau kraujuojančios dantenos, mažiau apnašų
- Tinkinami nustatymai: Automatinis arba rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas / trigubas įpurškimas***
- Geriausiems rezultatams: Keiskite antgalį kas 6 mėnesius



Išleidimo data 2023-01-14

Versija: 1.1.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantenu uždegimą, naudojo kartu su rankiniu dantų šepetėliu ir antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu „AirFloss“ skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai, įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/airfloss/faq.
*** „AirFloss Ultra“ ir „Pro“ yra tie patys gaminiai, tačiau gali būti skirtingai vadinami atsižvelgiant į šalį ar informacijos kanalą.
**** priklausomai nuo naudojamo įpurškimo nustatymo