

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
zobna ščetka

2 Series gum health

1 način

2 ročaja

2 glavi ščetke



HX6232/41



## Izboljšuje zdravje dlesni do 100 %

Zagotavlja vrhunsko odstranjevanje zobnih oblog in izjemno čiščenje predelov med zobmi za izboljšano zdravje dlesni.

### **Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe**

- Pametni časovnik SmarTimer zagotavlja priporočen čas ščetkanja
- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje

### **Bolj prispeva k zdravju dlesni v primerjavi z običajno ščetko**

- Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

### **Omogoča ščetkanje po meri**

- Program za enostaven začetek vam pomaga pri navajanju na električno zobno ščetko

### **Zagotavlja vrhunsko čistočo, ki jo lahko vidite in občutite**

- Ukrivljen vrat glave ščetke za boljši dostop do zadnjih zob
- Boljše čiščenje težko dostopnih mest v primerjavi z običajno zobno ščetko

### **Priporočajo jo zobozdravstveni strokovnjaki po vsem svetu**

- Varna uporaba v primeru ortodonskega, zobozdravstvenega posega in prevlek

# Značilnosti

## Boljši dostop do zadnjih zob



Ta ščetka za odstranjevanje zobnih oblog ima tanko, ukrivljeno glavo ščetke, ki zagotavlja boljši dostop do zadnjih zob in težko dostopnih mest.

## Boljša na težko dostopnih mestih




Tanek ukrivljen vrat in udoben ročaj zobne ščetke zagotavlja boljše čiščenje težko dostopnih mest v primerjavi z običajno zobno ščetko.

## Sonična tehnologija



Naša zvočna tehnologija omogoča edinstveno dinamično čiščenje, ki usmerja tekočino globoko med zobe in robove dlesni za temeljito in nežno čiščenje.

## Enostaven začetek



Funkcija za enostaven začetek pri prvih 14. ščetkanjih prilagaja moč ščetkanja, da se navadite na uporabo ščetke Sonicare, kar olajša prehod iz običajne na električno zobno ščetko.

## Quadpacer



Ščetka ima intervalni časovnik Quadpacer, ki pomaga spodbujati temeljito čiščenje celotnih ust. Ščetka zapiska vsakih 30 sekund, da vas opozori, kdaj jo morate premakniti v drug del ust.

## Varno in nežno



Električna zobna ščetka Philips Sonicare je zaradi nežnega premikanja varna za uporabo v primeru zobozdravstvenega posega, vključno z ortodontskim posegom, vsadki in prevlekami, zato lahko zobe ščerkate brez skrbi.

## SmarTimer



Električna zobna ščetka Philips Sonicare ima posebno funkcijo pametnega časovnika SmarTimer, ki vam pomaga, da zobe ščerkate dve minuti, kot priporočajo zobozdravniki.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

**Barva:** Črna, Pastelno rožnata

## Napajanje

**Napetost:** 110–220 V

## Tehnične specifikacije

**Baterija:** Za polnjenje

**Čas delovanja (od polne do prazne):** Do 2 tedna

**Vrsta baterije:** NiMH

## Servis

**Garancija:** 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

**Indikator baterije:** Lučka prikazuje stanje baterije

**Sistem glave ščetke:** Enostavno pritrdljive glave ščetke

**Ročaj:** Tanko ergonomsko zasnova

**Čas ščetkanja:** Do 2 tedna

## Priloženi predmeti

**Polnilnik:** 1

**Ročaji:** 2 funkciji z 2 korakoma za zdrave dlesni

**Glave ščetke:** 2 ProResults za zdrave dlesni

## Učinkovitost čiščenja

**Hitrost:** Do 31.000 gibov ščetke na minuto

**Zmogljivost:** Odstrani do 7-krat več zobnih oblog\*

**Pozitivni vplivi na zdravje:** Izboljšuje zdravje dlesni

**Časovnik:** Quadpacer in SmarTimer

## Načini

**Clean:** Za izjemno vsakdanjo čistočo

