

PHILIPS

sonicare

Sonični električni
zobni ščetki

HealthyWhite

3 načini

2 glavi ščetke

HX6732/33



Bolj beli in zdravi zobje

Vrhunska zobna ščetka za bolj bele zobe

Vsakdo obožuje žareče bel nasmeh. Navdušite z naravno belino svojih zob. Električna zobna ščetka Sonicare HealthyWhite ob redni uporabi načina Clean and White dokazano v samo dveh tednih odstrani vsakodnevne madeže.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Klinično dokazana varna in nežna uporaba
- Naravno bolj beli zobje s patentirano sonično tehnologijo

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje
- Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja

Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe
- Ukrivljen vrat glave ščetke za boljši dostop do zadnjih zob

Omogoča ščetkanje po meri

- Program za enostaven začetek omogoča pravo čiščenje Sonicare
- Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže
- Način Clean: standardni 2-minutni način
- Način Sensitive: nežno čiščenje zob in dlesni

Značilnosti

Sonična tehnologija




Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

Ukrivljen vrat glave ščetke



Z edinstveno glavo ščetko z ukrivljenim vratom zobne ščetke lažje dosežete zadnje zobe in odstranite zobne obloge tudi s težje dosegljivih predelov.

Naravna belina zob



Dinamično čiščenje z zobno ščetko in neposredni širši stik z vsakim zobom dokazano odstranjujeta vsakodnevne madeže, kar zagotavlja naravno bolj bele zobe.

Varno in nežno




Philips Sonicare je nežna električna zobna ščetka za čiščenje zobnih aparatov (glave ščetke se pri čiščenju teh hitreje obrabijo) in zagotavlja varno čiščenje zobnih popravkov (plomb, kron, porcelanastih lusk) in parodontalnih žepov.

SmarTimer




2-minutni časovnik električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki

Quadpacer




30-sekundni intervalni časovnik vas opomni, da ste končali s ščetkanjem določenega dela ust in vam sporoči, da začnete s čiščenjem naslednjega, kar zagotavlja enakomerno čiščenje ust.

Program za enostaven začetek



Po prvih 14 uporabah nežno povečuje moč, da se lažje navadite na uporabo električne zobne ščetke Philips Sonicare

Način Clean and White




2 minuti ščetkanja v načinu Clean in dodatnih 30 sekund v načinu White za čiščenje vidnih sprednjih zob. Odstranjuje vsakodnevne madeže kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.*

Način Clean

Za izjemno vsakdanjo čistočo. Pomaga ohranjati učinke beljenja.

Nežno čiščenje zob in dlesni



Zobna ščetka Philips Sonicare z načinom Sensitive: nežno in temeljito čiščenje za občutljive dlesni



Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Snežno bela

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3 tedne**

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Ročaj: Tanki ergonomski zasnovani, Gumijasti ročaj za enostavno uporabo

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Čas ščetkanja: Do 3 tedne**

Priloženi predmeti

Polnilnik: 1

Ročaji: 1 HealthyWhite

Glave ščetke: 1 standardna ProResults, 1 standardna DiamondClean

Učinkovitost čiščenja

Zmogljivost: Odstrani do 90 % madežev*

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli za do 2 odtenka

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Sensitive: Nežno čiščenje zob in dlesni

Clean and White: 2-minutni Clean in 30-sekundni White

