

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

ProtectiveClean
4500

Vgrajeni senzor pritiska

2 načina čiščenja

1 x funkcija BrushSync



HX6888/88



Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.

Do 100 % bolj zdrave dlesni kot pri ročnem čiščenju.

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in poskrbite za do 100 % bolj zdrave dlesni v primerjavi z ročno zobno ščetko.

Zasnova po vaši meri

- Spodbuda za temeljito ščetkanje

Inovativna tehnologija

- Nežna spodbuda za nežnejše čiščenje
- Uporabniki lahko glave ščetke kar najboljše izkoristijo
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke
- V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Izboljša zdravje pacientovih ust

- Plombe, krone ali občutljivi predeli? Ne skrbite.

Izboljšajte ščetkanje

- Načina Clean in Gum Care

Zasnovano za paciente

- Prava stvar za uporabnike na poti


Značilnosti

Izboljša zdravje dlesni



Glava ščetke InterCare ima izjemno dolge in goste visokokakovostne ščetine, s katerimi očistite zobne obloge globoko med zobmi. Klinično dokazano v samo dveh tednih zmanjša krvavenje iz dlesni in vnetje.

Načina Clean in Gum Care



Ne glede na to, ali želite učinkovito odstraniti zobne obloge ali pa poskrbeti za zdrave dlesni, vam ta zobna ščetka zagotavlja pravi način: način Clean poskrbi za vrhunsko čiščenje, način Gum Care pa prinaša dodatno minuto blagega ščetkanja za nežno masažo dlesni.

Varno in nežno



Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Ali pritiskate premočno?



Uporabniki morda ne opazijo, da ščetkajo premočno, zato jih na to opozori zobna ščetka. Če uporabniki ščetkajo premočno, začne zobna ščetka oddajati zvočne signale in jih tako opozori, naj zmanjšajo pritisk.

Tehnologija BrushSync




Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejmete pametne opomnike za zamenjavo.

Pametni opomniki za zamenjavo



Glave ščetke se čez čas obrabijo, a ne skrbite: naša tehnologija pametnega prepoznavanja glave ščetke nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozori lučka na ročaju. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko in učinkovito čiščenje.

Priročni časovniki



Potrebujete električno zobno ščetko s časovnikom? Časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste posamezne dele ustne votline čistili dovolj časa, časovnik Smartimer pa vam sporoči, ko ščetkanje traja priporočeni dve minuti.

Priročna potovalna torbica in polnilnik



Naša vrhunska potovalna torbica uporabnikom omogoča higiensko shranjevanje zobne ščetke, kompakten potovalni polnilnik pa skrbi za polno baterijo na poti. S samo enim polnjenjem bodo uporabniki uživali v dveh tednih redne uporabe, polnilnik pa jim bo prišel prav na daljših potovanjih.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Bela in srednje svetlo modra

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanko ergonomska zasnova

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1

Ročaj: 1 x ProtectiveClean

Polnilnik: 1

Glave ščetke: 1 x standardna i InterCare, 1 x kompaktna ic InterCare

Učinkovitost čiščenja

Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih oblog*

Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: Pomaga zmanjšati karies

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Povratne informacije o pritisku: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Gum Care: Nežno masira dlesni

Tehnologija pametnega senzorja

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

