

PHILIPS

sonicare



Cepillo dental eléctrico
sónico con app

DiamondClean 9000

Conexión del cepillo más fácil
Sensor de presión incorporado
Recono. smart de cabezal
4 modos, 3 intensidades



HX9914/62

Dientes más blancos y saludables de por vida

Dientes más blancos en tan solo 1 día*

El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo sónico Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Philips Sonicare.

Cepillado sin esfuerzo

- Elige tu experiencia de limpieza ideal
- Orientación en tiempo real e información de cepillado

Diseñado para tu estilo de vida

- Cepíllate siempre en las mejores condiciones con el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado
- 14 días de cepillado normal

DiamondClean 9000

Cepillo dental eléctrico sónico con app

Especificaciones

Intensidades

Alta: Para mejorar la limpieza
Mediano: Para una limpieza diaria
Baja: Para dientes y encías sensibles

Potencia

Tensión: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable
Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días
Consumo de energía: En espera sin pantalla < 0,11 W
Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android con Bluetooth 4.0 y superior
Tecnología inalámbrica Bluetooth: Aplicación Sonicare conectada
Compatibilidad con iOS: iPhone con Bluetooth 4.0 y superior

Fácil de usar

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería
Mango: Diseño elegante y compacto
Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar
Temporizador: BrushPacer y SmartTimer

Piezas incluidas

Mango: 2 DiamondClean 9000
Cabezales: 4 Defensa antiplaca Premium C3
Vaso cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Eliminación de la placa: 10 veces más eficaz*
Blanqueamiento: Hasta un 100 % más de manchas eliminadas**
Velocidad: 62 000 movimientos de cepillado por minuto

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en profundidad vigorizante
Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías
Blanqueamiento: Para ayudar a eliminar las manchas superficiales

Tecnología de sensor inteligente

Información sobre la presión aplicada: Vibración y sonido intermitente
Recordatorio de sustitución: Te avisa de cuándo sustituir el cabezal de cepillado

Aplicación Sonicare

Informes de seguimiento y progreso: Evalúa tus patrones de cepillado a lo largo del tiempo para ayudarte a mantener una buena higiene bucal.

Asistencia de software

Actualizaciones de software: Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

HX9914/62

Destacados

Modos e intensidades


Mejora tu rutina de cuidado oral con 12 ajustes de cepillado, ya estés buscando una limpieza profunda o un enfoque específico, gracias a este cepillo dental eléctrico. Elige entre cuatro modos (Limpieza, Blanco+, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad) y ajusta uno de los tres niveles de intensidad para personalizar la limpieza.

Aplicación Sonicare



Alcanza tus objetivos de salud oral con el cepillo dental y la aplicación Sonicare. Ambos se combinan para ofrecerte orientación durante el cepillado, información en tiempo real y consejos para mejorar tu rutina. Gracias al asesoramiento avanzado y el seguimiento del progreso, podrás sacar el máximo partido de cada sesión de cepillado. Juntos, sois imparables.

Recordatorio de sustitución



¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia a los tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con un recordatorio de sustitución haciendo un seguimiento de la frecuencia e intensidad del cepillado.

Duración de la batería: 14 días

Disfruta de hasta 14 días de cepillado normal con una sola carga. Añade más comodidad a tu rutina de cepillado.

