


Philips Sonicare
„AirFloss Pro/Ultra“ –
tarpdančių valymo
prietaisas

w/ „DiamondClean“ dantų
šepetėlis

w/ 1 antgalis ir 1 šepetėlio galvutė
Kroviklis-stiklinė, kelioninis dėklas



HX8491/03

Užtikrintai sveikesnės dantenos per 2 savaites*

Sukurta nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą

Nereguliariai naudojantiems tarpdančių siūlą „AirFloss Pro/Ultra“***** antgalis – lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius. „AirFloss Pro/Ultra“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jis veiksmingai išvalo tarpdančius ir pagerina dantų sveikatą.**

Improves oral health

- Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis**
- Pašalina iki 99,9 % apnašų***
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse
- Daugiau nei 2 kartus geriau balina dantis nei įprastas šepetėlis

Provides a superior clean

- „DiamondClean“ dantų šepetėlio galvutė – geriausi balinimo rezultatai naudojant „Sonicare“
- Konstrukcija užtikrina greitesnius judesius

Superior technology

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Efektyvus antgalis
- Pritaikomi trijų pliūpsnių nustatymai

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

2 kartus geriau balina dantis



Šis „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis daugiau nei 2 kartus geriau balina dantis nei įprastas šepetėlis vos per savaitę. Pašalina iki 100 % daugiau apnašų – dantys bus baltesni vos per 1 savaitę.

Greitesni judesiai




„Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės yra ypač svarbios mūsų pagrindinei aukšto dažnio, didelės amplitudės šepetėlių judėjimo technologijai, atliekančios daugiau 31 000 šepetėlio mostų per minutę. Mūsų neprilygstama ultragarso technologija visiškai išplečia galią nuo rankenos iki šepetėlio galvutės galo. Šis ultragarsinis judesys sukuria dinamišką skysčių judėjimą, dėl kurio skystis patenka giliai tarp dantų ir išilgai dantenu linijos, kad visuomet būtų užtikrintas geresnis, tačiau švelnus valymas.

Pašalina iki 99,9 % apnašų




„AirFloss Ultra“ gydymose zonose pašalina iki 99,9 % apnašų.**

Mikrolašelių technologija




Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius unikalią technologiją, kai naudojant orą ir burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenu.

Išsiugdykite sveiką įprotį



Tarpdančių valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss Ultra“ lengvai išvalysite giliose tarpdančiuose esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį.

Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių siūlą.** Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

Išvalo vos per 60 sekundžių



Naudodami „AirFloss Ultra“ visą burną išvalysite greičiau nei per 60 sekundžių. Pasirinkite purškimo dažnumą (vienas, du arba trys) ir laikykite nuspauštą įjungimo mygtuką, jei norite naudoti nuolatinio automatinio pliūpsnio funkciją, arba nuspauskite ir atleiskite, jei norite naudoti rankinio pliūpsnio režimą.

Padeda išvengti ertmių



Su „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ antgaliu švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdančiuose nesiformuos ertmės.

Efektyvus antgalis



Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis yra itin efektyvus ir ekonomiškasis.

Specifikacijos

Maitinimas

- Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Įkrovimo laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Ekranas: Apšviestas ekranas
- Baterijos indikatorius: Rankenos LED rodo įkrovimo lygį
- Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
- Baterijos naudojimo laikas: 1–3 savaitės*****
- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Pridėti priedai

- Įkroviklis: 1
- Rankenėlė: 1 „DiamondClean“
- Šepetėlių galvutės: 1 „DiamondClean“ standartinė
- Kelioninis dėklas: Kelioninis USB įkrovimo dėklas

- Stiklinis kroviklis: 1
- Rankena „AirFloss Ultra“: 1
- Antgalis „AirFloss Ultra“: 1

Valymo veiksmingumas

- Greitis: Iki 31 000 šepetėlio judesių per min.
- Nauda sveikatai: Visą burną išvalysite per 60 sekundžių, Pagerinkite dantenų sveikatą per 2 savaites*
- „Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų**
- Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai: Toks pat veiksmingas, kaip ir tarpdančių siūlas, sveikesnės dantenos, mažiau apnašų, mažiau kraujuojančios dantenos
- Tinkinami nustatymai: Automatinis arba rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas / trigubas įpurškimas***
- Geriausiams rezultatams: Keiskite antgalį kas 6 mėnesius
- Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai
- Balinamoji nauda: 2 kartus geriau balina dantis*

Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- „Gum Care“: Švelniai masažuoja dantenas
- Balta: Pašalina paviršines dėmes
- „Polish“: pašviesinkite ir nupoliruokite dantis
- „Sensitive“: Švelnus dantų ir dantenų valymas



Išleidimo data 2024-01-23

Versija: 5.5.1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* arba sugrąžinsime pinigus
* * pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantenų uždegimą, naudojo kartu su įprastu dantų šepetėliu ir antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu; „AirFloss“ skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai, įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros. Daugiau informacijos rasite palaikymo skirtuke, klausimuose ir atsakymuose.
* * * Iš gydytų vietų: tyrimas atliktas laboratorijoje, individualūs rezultatai gali skirtis
* * * * „AirFloss Ultra“ ir „Pro“ yra tie patys gaminiai, tačiau gali būti skirtingai vadinami atsižvelgiant į šalį ar informacijos kanalą.
* * * * * priklausomai nuo naudojamo įpurškimo nustatymo