



Philips Sonicare  
AirFloss Ultra – for  
rengjøring mellom tennene

To munnstykker

HX8438/03

## Garantert sunnere tannkjøtt på to uker\*

Utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig

For de som ikke bruker tanntråd regelmessig, er AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* den enkleste måten å rengjøre effektivt mellom tennene på. AirFloss Pro/Ultra kan brukes med munnskyllevann eller vann og er klinisk bevist å være like effektivt som tanntråd for tannkjøttet.\*\*

### Forbedrer munnhygien

- Klinisk bevist å være like effektivt som tanntråd for tannkjøttet\*\*
- Fjerner opptil 99,9 % plakk\*\*\*
- Bidrar til å forhindre hull mellom tennene

### Overlegen teknologi

- Munnstykke med høy ytelse
- Teknologi med luft og små dråper
- Tilpassede innstillinger for tre sprut


### Den enkleste måten å rengjøre effektivt mellom tennene på

- Tar bare 60 sekunder – pek, trykk og rengjør!
- En enkel måte å skape gode vaner på
- Ren og frisk munn hver dag

**PHILIPS**  
**sonicare**

# Høydepunkter

## Fjerner opptil 99,9 % plakk




AirFloss Pro/Ultra fjerner opptil 99,9 % plakk på behandlede områder.\*\*

## Mikrovanndråpe-teknologi



Vi har oppnådd de klinisk beviste resultatene ved å bruke den unike teknologien som kombinerer luft og munnskyllevann eller vann til effektivt og skånsomt å rengjøre mellom tennene og langs tannkjøttrandene.

## La det bli en god vane



Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss Pro/Ultra kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner.

## Bedre tannkjøttthelse



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra er klinisk bevist å være like bra for tannkjøttet som tanntråd.\*\* Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker.

## Rengjør på bare 60 sekunder



Med AirFloss Pro/Ultra tar det under 60 sekunder å rengjøre hele munnen. Velg hvor mange sprut du vil ha (én, to eller tre), og hold inne aktiveringsknappen for fortløpende automatiske sprut, eller trykk på og slipp knappen for å kontrollere sprutfrekvensen manuelt.

## Ren og frisk munn med munnskyllevann



Fyll beholderen på håndtaket med enten munnskyllevann eller vann. Deretter peker du og trykker. Bruk med munnskyllevann for å en frisk munn uten mikrober.

## Bidrar til å forhindre hull



Ved forsiktig å sprute vekk plakk som ikke ble fjernet under tannpussen, bidrar Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra til å forhindre at det oppstår hull mellom tennene.

## Munnstykke med høy ytelse



Det nye AirFloss Pro/Ultra-munnstykket med høy ytelse forsterker teknologien med luft og små dråper, slik at det rengjør mer effektivt enn noensinne.

## Tilpassing for tre sprut



AirFloss Pro/Ultas kraftige sprutfunksjon kan tilpasses slik du liker det, med én, to eller tre sprut for hver gang du trykker på aktiveringsknappen.

# Spesifikasjoner

## Drift

- Spenning: Flerspenningslader

## Tekniske spesifikasjoner

- Batteri: Oppladbar
- Batteritype: Litium-ION
- Ladetid: 24 timer for å oppnå full lading

## Utforming og utseende

- Farge: Svart

## Service

- Garanti: 2 års begrenset garanti

## Brukervennlighet

- Batteriindikator: LED-lamper på håndtaket viser ladenivået
- Håndtak: Slang, ergonomisk form

- Batterilevetid: 1–3 uker \*\*\*\*\*
- Dysefeste: Klikkes enkelt av og på

## Deler som medfølger

- Lader: 1
- AirFloss Pro/Ultra-håndtak: 1
- AirFloss Pro/Ultra-munnstykke: 2

## Rengjøring

- Ytelse: Fjerner opptil 99,9 % plakk\*\*
- Helsefordeler: Rengjør hele munnen på 60 sek, Gjør tannkjøttet sunnere på to uker\*
- Resultater som er klinisk bevist: Like effektivt som tanntråd, for sunnere tannkjøtt, for mindre plakk, for mindre blødning i tannkjøttet
- Innstillinger som kan tilpasses: Automatisk eller manuell sprutfrekvens, En/to/tre sprut\*\*\*
- For best mulig resultat: Skift ut munnstykket hver 6. måned



Utgivelsesdato  
2023-11-14

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 10103 92857 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* eller pengene tilbake

\*\* når det gjelder pasienter med mild til moderat tannkjøttbetennelse som bruker en manuell tannbørste og antimikrobielt munnskyllvann. AirFloss er utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig, for å hjelpe dem med å rengjøre mellom tennene hver dag. Se Vanlige spørsmål under fanen Brukerstøtte for å få mer informasjon.

\*\*\* Fra de behandlede områdene: I en laboratoriestudie kan faktiske resultater i munnen variere

\*\*\*\* AirFloss Ultra og Pro er det samme produktet, men kan være omtalt ulikt, avhengig av land og kanal.

\*\*\*\*\* avhengig av sprutinnstillingen som brukes