

PHILIPS

sonicare

聲波震動牙刷

EasyClean

1 種模式

1 個刷頭

HX6531/10



相比手動牙刷

終極設計的牙刷令牙齒更潔白

Sonicare 的獨特動態清潔動作輕柔而有效地接觸牙縫及牙齦深處。

證實能改善口腔健康

- 臨床實驗證明安全而溫和
- Philips Sonicare 牙刷有助潔白牙齒

引導您跟隨牙科專家的建議

- 四時段計時器鼓勵徹底刷牙
- 兩分鐘計時器確保建議刷牙時間

提供非凡潔齒效果

- Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面
- 彎曲刷頭刷臂幫助接觸牙齒後面
- 和手動式牙刷相較之下，可清除多達 2 倍牙菌膜
- 強力清潔動力將液體推向牙齒鄰面

提供度身打造的刷牙體驗

- 刷牙動力增強裝置，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

產品特點

安全而溫和



Philips Sonicare 電動牙刷可溫和和安全地用於齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。

彎曲刷頭刷背



此款牙刷的獨特修長角度刷頭更容易觸及牙齒後方部位，有助於去除這些難以接觸部位的牙菌斑。

幫助潔白牙齒



此款 Philips Sonicare 電動牙刷有助於清除和減少牙漬，為您帶來更潔白亮麗的笑容。

聲波科技



Philips Sonicare 電動牙刷具備獨有的液體清潔動力，可溫和而有效地清潔牙縫間及牙齦邊沿。

四階段計時器



每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現有的四分之一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。

可清除多達 2 倍牙菌膜




專利聲波技術相比起手動牙刷可清除多達 2 倍牙菌膜。

智能計時器



Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間

刷牙動力增強裝置



在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷

專利聲波科技



Sonicare 電動牙刷的獨有液體清潔動力，可溫和而有效地接觸牙縫及牙齦邊沿。



規格

設計和外表

顏色: 白色

電源

電壓: 110-220 V

技術規格

操作時間 (從完全充電到沒電): 長達 2 星期

電池: 可重複充電

電池類型: 鋰離子電池

服務

保用: 2 年有限保養

方便易用

手柄: 人體工學設計

電量指示燈: 電量指示燈可顯示電量狀態

刷頭系統: 簡便扣合式刷頭

刷牙時間: 長達 2 星期

內含物件

手柄: 1 個 EasyClean

充電器: 1

刷頭: 1 個 ProResults 標準

UV 殺菌器: 是

清潔效能

效能: 可清除多達 2 倍牙菌膜*

健康功能: 幫助改善牙齦健康

速度: 每分鐘刷動高達 62000 次

美白效果: 潔白牙齒多達 2 個色階

計時器: 四時段計時器與智能計時器

模式

清潔: 日常清潔效果出眾

