

PHILIPS

IMT


Threshold

Тренажер дыхательных мышц при
вдохе

Повышает выносливость мышц

Повышает дыхательную
выносливость

НН1332



Вы сами контролируете давление

Устройства ограничения давления с одноходовым клапаном, зависящим от скорости потока, обеспечивают постоянное давление вне зависимости от частоты дыхания пациента.

Удобная конструкция

- Надежность и простота в уходе
- Работа в любом положении

В комплекте с загубником/маской

- В комплекте с загубником/маской

Назначение

- Назначение IMT

Особенности

В комплекте с загубником/маской

В комплекте с загубником/маской для обеспечения гибкости

Надежность и простота в уходе

Устройство Threshold изготовлено из ударопрочного и долговечного акрилового материала.

Работа в любом положении

Эффективная терапия в любом положении

Назначение

Тренажер дыхательных мышц при вдохе Threshold ИМТ может использоваться для тренировки выносливости мышц дыхательной системы.

Характеристики

Сведения о продукте

Очистка: Мойте в теплой мыльной воде после каждого использования. Промойте все компоненты чистой водой. Стряхните остатки воды и просушите компоненты на воздухе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КИПЯТИТЬ ИЛИ НАГРЕВАТЬ КОМПОНЕНТЫ.

