

PHILIPS

AVENT



Zīdaiņu pudelīte

Natural Response

1 pudelīte

260 ml

Vidējas plūsmas knupis

3-6 mēneši



SCY903

Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

Knupis, kas darbojas kā krūts

Dabiskās reakcijas knupis atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Mazuļi var dzert savā ritmā kā no krūts, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Pareizā knupiņa izvēle ir būtiska. Skatiet vairāk zemāk.

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

- Dabisks satvēriens ar krūts formas knupī
- Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Citas priekšrocības

- Pareizās knupja plūsmas izvēle mazulim
- Tie paši izstrādājumi, citāda darbība
- Vienkārša izmantošana un tīrīšana un ātra salikšana
- Īpašais knupis samazina piena noplūdes
- Saderīga ar Philips Avent produktu klāstu
- Viegli turēt pat mazām rokām
- Natural Response knupji, kā arī pudelītes nesatur BPA*
- Esiet pacietīgs, kamēr mazulis pielāgojas

Novirza gaisu prom no mazuļa vēderiņa

- Veidots, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Izceltie produkti

Dabiskas reakcijas knupis



Natural Response knupītis pielāgojas mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupītim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.

Dabisks satvēriens



Plašais, mīksts un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti iekļerties un ēst.

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga




Ja jūsu jaundzimušais krūtsbarošanas laikā neuzņem pietiekami daudz piena vai viņam ir apgrūtināta zīšana, pāreijiet uz uzgali ar lielāku plūsmu. Ja problēmas ar zīšanu joprojām pastāv, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Pretkoliku vārsts



Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam ēšanas laikā iekļūt mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.

Bez noplūdes knupītis



Knupja atvērums ļauj pienam izplūst tikai brīdī, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to varat droši izvairīties no piena izlišanas mājās vai ceļā.

Piemērotas knupja plūsmas atrašana

- 1 Extra slow
Extra lent
Molto lento
- 2 Slow
Lent
Lento
- 3 Medium
Moyen
Medio
- 4 Fast
Rapide
Veloce
- 5 Extra fast
Extra rapide
Extra veloce
- 6 Thick feed
Liquides épais
Liquidi densi

Katrs mazulis ēd atšķirīgi, kā arī attīstās savā tempā. Esam izveidojuši dažādus plūsmas ātrumus, lai jūs varētu atrast piemērotāko jūsu mazulim un personalizēt jūsu pudelīti. Visi dabiskās reakcijas knupji ir izgatavoti no mīksta silikona.

Tie paši izstrādājumi, citāda darbība



Tagad mēs nodrošinām knupjus ar ritmām atbilstīgas plūsmas darbību. Vispirms izmēģiniet pudelītes komplektācijā iekļauto knupi. Ja piens iztek no mazuļa mutes vai mazulis dzer lieliem malkiem, izmēģiniet mazākas plūsmas knupi. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Kamēr mēs ieviešam izmaiņas, varat saņemt jebkuru no aprakstītajām komplektācijām.

Vienkārša izmantošana un tīrīšana



Platais pudelītes kakliņš padara vieglāku uzpildi un tīrīšanu. Tikai dažas detaļas ātrai un vieglai salikšanai.

Viegli satverama



Ergonomisko pudelīti ir viegli satvert jebkurā leņķī, lai nodrošinātu maksimālu komfortu barošanas laikā. Viegli turēt jūsu rokām un sīcīnām rokām.

Natural Response

Zīdaiņu pudelīte

SCY903/66

Izceltie produkti

Saderība produktu klāsta ietvaros



Mainiet un pieskaņojiet mūsu piena sūkņa, pudelītes un krūzītes detaļas, izveidojiet komplektu, kas atbilst jūsu vajadzībām un lietojiet, kad nepieciešams.

Nesatur BPA*



Philips Avent Natural pudelītes un knupji ir ražoti no BPA* nesaturoša materiāla.

Esiet pacietīgs, kamēr mazulis pielāgojas



Mūsu jaunās Natural Response zīdaiņu pudelītes atšķiras no brīvās plūsmas zīdaiņu pudelītēm. Tāpat kā ēdot no krūts, var būt nepieciešami vairāki mēģinājumi, lai to iemācītos. Tas ir pilnīgi dabiski.

Specifikācijas

Materiāls

Knupītis: Silikona, Nesatur BPA*

Kas ir iekļauts

9 oz/260 ml zīdaiņu pudelīte: 1 gab.

Vidējās plūsmas knupītis: 1 gab.

Funkcijas

Knupja īpašības: Dabisks satvēriens, Pilienu apturēšanas dizains, Mīksts un elastīgs, Pretkoliku vārsts

