

Фотоепилатор за
обезкосмяване със SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Сензор SmartSkin

3 интелигентни приставки: за тяло,
лице и прецизност

Ексклузивни функции на
приложения с изкуствен интелект

Използване без кабел и с кабел



BRI973/00



Най-интелигентният ни фотоепилатор с ексклузивните функции SkinAI

Насладете се на гладка кожа без косъмчета до 12 месеца*

Открийте нашия най-интелигентен фотоепилатор за дълготрайно гладка кожа. Най-бързият
ни безжичен фотоепилатор Lumea с технология SenseIQ вече разполага с ексклузивни
функции на SkinAI в приложението Lumea, за да анализира кожата ви и да проследява
напредъка ви.

Нежен и ефективен за дълготрайно гладка кожа

- Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати
- За удобство с кабелни и безкабелни опции
- Разработен с помощта на дерматолози, за да бъде лесен и ефективен

Пълно решение за лицето и тялото

- Full solution for face and body with 3 smart attachments
- Подходящ за повечето тонове на кожата и цветове на косъма

Персонализирано третиране с IPL обезкосмяване

- Нежен и удобен със SenseIQ
- Интелигентен анализ на кожата със SkinAI

Акценти

2 пъти на месец за бързи резултати



На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.

Технология SenseIQ



Сериата Lumea 9900 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата Ви и Ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.

За удобство с кабелни и безкабелни опции



Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи зони на тялото, като

краката, или използвайте безкабелния модел с батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони на тялото.

3 интелигентни приставки



Специално проектираният приставки перфектно пасват на извивките на тялото Ви и задействат най-ефективните програми за всяка област на тялото, когато са свързани. Лице: плосък дизайн и малък прозорец с UV филтер. Тяло: извити навътре с голям прозорец. Прецизност: извити навън за труднодостъпни места.

Разработено с помощта на дерматолози



Като лидер в областта на здравните технологии, Philips разработи Lumea IPL в консултация с дерматолози – за лесно и ефективно използване в безопасността на Вашия дом. Благодарение на технологията, използвана в професионалните салони, Lumea IPL предлага нежно третиране – дори и на чувствителни зони.

Изключителни функции на SkinAI



Нашето бесплатно приложение за инструктиране вече предлага насоки стъпка по стъпка с изключителна SkinAI технология, за да анализирате кожата си и да проследявате намаляването на окосмиването.

За повечето типове кожа и косми



Фотоепилаторът се нуждае от контраст между пигмента в цвета на косъма и пигмента в тона на кожата, поради което е ефективен при естествено тъмнорус, кафяв и черен косъм и при тонове на кожата от светла до тъмнокафява (I – V).

Спецификации

Технически спецификации на приставките

Приставка за третиране на тялото: Форма: изпъкната извивка, Прозорец с размер: 4,1 см², Персонализирано третиране на тялото: крака, ръце и стомах

Приставка за третиране на лицето: Форма: плоска, Прозорец с размер: 2 см², допълнителен филтър, Персонализирано третиране на лицето: горна устна, брадичка и челюст

Приставка за прецизно третиране: Форма: вдълбната извивка, Прозорец с размер: 3 см², Специално третиране за бикини зоната и подмишниците

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV светлината

5 настройки за светлинната енергия: Регулируеми според вашия тип кожа

Вградена система за безопасност:

Предотвратява случайното генериране на импулс

Сензор за тон на кожата: Установява цвета на кожата ви

Сензор SmartSkin: Правилната настройка по желание

Режим на приложение

Плъзгане и импулс: За бързо приложение

Прилагане и импулс: За третиране на малки зони

Употреба с кабел/без кабел: Използване без кабел и с кабел

Технически спецификации

Тип батерия: Акумулаторна батерия

Напрежение: 100-240 V

Лампа с високи работни характеристики: Създаден, за да издръжи, осигурява 450 000 импулса, еквивалентни на 39 години живот на лампата****

Сервизно обслужване

Гаранция: 2-годишна гаранция + 1 допълнителна година гаранция при регистрация на продукта в рамките на 90 дни

Включени артикули

Инструкции за употреба: Ръковод. за потребителя

Съхранение: Луксозен калъф

Адаптер: 19,5 V/4000 mA

Време на приложение

Долна част на крака: 8,5 мин

Долна част на ръцете: 2,5 мин

Бикини линия: 2 мин

Зони на лицето: 1,5 мин