

PHILIPS

AVENT

Handtag till
bröstpump

Natural

Comfort-bröstpump

Manuell

CP9282



Så här får du bröstpumpens membran att röra sig:

På specifikationsfliken hittar du liknande produkter

Genom att trycka på det här handtaget upp och ned genererar du sugkraft. Du kan justera sugkraften genom att variera trycket på handtaget.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper:: SCF330/40, SCF330/70, SCF330/20, SCF330/71, SCF330

