



Philips Sonicare Power  
Flosser 7000  
Irygator do zębów

4 programy czyszczenia

10 poziomów intensywności  
Technologia Quad Stream  
4 wymienne nasadki



HX3911/40

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach\*

Rewolucja w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych dla zdrowych dziąseł

Irygator Philips Sonicare Power Flosser to rewolucja w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych dzięki niepowtarzalnym funkcjom umożliwiającym pacjentom osiągnięcie nowego poziomu czystości oraz zachęcającym ich do regularnego czyszczenia zębów.

#### Nowy poziom czyszczenia

- 4 programy czyszczenia, 10 poziomów intensywności
- Łatwy do napełnienia zbiornik o pojemności 600 ml
- Poręczny futerał na nasadki
- Wygodny uchwyt magnetyczny z automatycznym wyłączeniem
- Nasadka F1Standard do standardowego czyszczenia
- Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie
- Quad Stream — gwarancja dokładnego czyszczenia
- Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba
- Wyjątkowo cicha praca irygatora zapewnia świetne rezultaty bez przeszkadzania innym

**PHILIPS**  
sonicare

Irygator do zębów

4 programy czyszczenia 10 poziomów intensywności, Technologia Quad Stream, 4 wymienne nasadki

HX3911/40

## Zalety

### Dokładne czyszczenie

Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza cztery szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz brzegów dziąseł.

### Prowadzi Cię od zęba do zęba



Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.

### Praca cicha jak szept



Dyskretne czyszczenie, dzięki któremu można osiągać świetne rezultaty bez przeszkadzania innym

### 4 programy, 10 poziomów intensywności




Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean wykorzystuje ciągły strumień wody idealny do codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Tryb Sensitive sprawdzi się w przypadku nadwrażliwych dziąseł, a tryb Massage łagodzi nieprzyjemne odczucia i stymuluje linię dziąseł. Możesz dostosować intensywność czyszczenia, którą sygnalizują diody LED, do swoich potrzeb.

### Nasadka F3 Quad Stream



Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia\*. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. \*W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro

### Nasadka F1Standard



Standardowa nasadka gwarantuje dogłębne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych w celu usunięcia płytki nazębnej i osadu

### Wygodny uchwyt magnetyczny



Po zakończeniu czyszczenia wystarczy jedynie odwieść końcówkę na prostym w obsłudze magnetycznym uchwycie — końcówka automatycznie się wyłączy.

### Zbiornik 600 ml



Zbiornik 600 ml może pomieścić ilość wody wystarczającą na jedno czyszczenie. Aby ponownie napełnić zbiornik, wystarczy go wyjąć, włączyć wodę i umieścić go z powrotem.

### Poręczny futerał na nasadki

Dodatkowe nasadki można przechowywać w higieniczny sposób wewnątrz poręcznego i stylowego futerału.

Irygator do zębów

4 programy czyszczenia 10 poziomów intensywności, Technologia Quad Stream, 4 wymienne nasadki

HX3911/40

## Dane techniczne

### Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

### Serwis

- Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

### Łatwość użytkowania

- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

### Elementy zestawu

- Nasadka F1Standard: 2
- Nasadka F3 Quad Stream: 2

- Power Flosser: 1

- Futerał do przechowywania nasadek: 1

### Skuteczność czyszczenia

- Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej\*

### Tryby

- Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
- Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie
- Poziomy intensywności: 10
- Masaż: Pobudzający masaż
- Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł



Data wydania 2023-11-07

Wersja: 2.2.3

EAN: 87 10103 94725 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach w warunkach badań laboratoryjnych. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić.