

PHILIPS

sonicare



Irygator do zębów

Power Flosser 7000

4 programy czyszczenia

10 poziomów intensywności

Technologia Quad Stream

4 wymienne nasadki



HX3911/40

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach*

Rewolucja w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych dla zdrowych dziąseł

Irygator Philips Sonicare Power Flosser to rewolucja w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych dzięki niepowtarzalnym funkcjom umożliwiającym pacjentom osiągnięcie nowego poziomu czystości oraz zachęcającym ich do regularnego czyszczenia zębów.

An effortless clean with advanced technology

- Technologia Quadstream: usuwa płytkę nazębną spod linii dziąseł

Nowy poziom czyszczenia

- 4 programy czyszczenia, 10 poziomów intensywności
- Łatwy do napełnienia zbiornik o pojemności 600 ml
- Poręczny futerał na nasadki
- Wygodny uchwyt magnetyczny z automatycznym wyłączaniem
- Nasadka F1Standard do standardowego czyszczenia
- Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie
- Quad Stream — gwarancja dokładnego czyszczenia
- Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba
- Wyjątkowo cicha praca irygatora zapewnia świetne rezultaty bez przeszkadzania innym

Power Flosser 7000

Irygator do zębów

HX3911/40

Zalety

Dokładne czyszczenie

Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza cztery szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz brzegów dziąseł.

Czyści zęby od przyzębia



Technologia Quadstream usuwa do 99% płytki nazębnej z kieszonek dziąsłowych o głębokości od 6 mm.

Prowadzi Cię od zęba do zęba



Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.

Praca cicha jak szept



Dyskretne czyszczenie, dzięki któremu można osiągać świetne rezultaty bez przeszkadzania innym

4 programy, 10 poziomów intensywności




Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean wykorzystuje ciągly strumień wody idealny do codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Tryb Sensitive sprawdzi się w przypadku nadwrażliwych dziąseł, a tryb Massage łagodzi nieprzyjemne odczucia i stymuluje linię dziąseł. Możesz dostosować intensywność czyszczenia, którą sygnalizują diody LED, do swoich potrzeb.

Nasadka F3 Quad Stream



Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia*. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro

Nasadka F1Standard



Standardowa nasadka gwarantuje dogłębne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych w celu usunięcia płytki nazębnej i osadu

Wygodny uchwyt magnetyczny



Po zakończeniu czyszczenia wystarczy jedynie odwieść końcówkę na prostym w obsłudze magnetycznym uchwycie — końcówka automatycznie się wyłączy.

Zbiornik 600 ml



Zbiornik 600 ml może pomieścić ilość wody wystarczającą na jedno czyszczenie. Aby ponownie napełnić zbiornik, wystarczy go wyjąć, wlać wodę i umieścić go z powrotem.

Poręczny futerał na nasadki

Dodatkowe nasadki można przechowywać w higieniczny sposób wewnątrz poręcznego i stylowego futerału.

Power Flosser 7000

Irygator do zębów

HX3911/40

Dane techniczne

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Jednostka handlowa

Height: 25.3 cm

Width: 15.2 cm

Length: 13.9 cm

Net weight: 0.891 kg

Gross weight: 1.069 kg

GTIN: 8710103947257

Country of origin: ID

Harmonized system code: 85098000

Karton zewnętrzny

Height: 26.5 cm

Width: 16.2 cm

Length: 29.5 cm

Net weight: 1.782 kg

Gross weight: 2.346 kg

GTIN: 18710103947254

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Elementy zestawu

Nasadka F1Standard: 2

Nasadka F3 Quad Stream: 2

Power Flosser: 1

Futerał do przechowywania nasadek: 1

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej*

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Poziomy intensywności: 10

Masaż: Pobudzający masaż

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł

Korzyści dla zdrowia

Poddziąsłowe: Usuwa do 99% płytki nazębnej spod linii dziąseł**



* Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach w warunkach badań laboratoryjnych. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić.

** Podczas badania w warunkach laboratoryjnych (wyniki rzeczywiste mogą się różnić), przy maksymalnej głębokości 2 mm na modelu kieszonki dziąsłowej o głębokości 6 mm.