

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка с приложением

FlexCare Platinum Connected

Индивидуальные рекомендации

Интеллектуальные датчики

3 режима, 3 уровня интенсивности

2 чистящие насадки и УФ-
дезинфектор



HX9192/02



Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты.

В 10 раз более эффективное удаление налета и здоровые десны*

FlexCare Platinum Connected позволит избежать ошибок при уходе за полостью рта. Датчики отправляют данные о чистке зубов в приложение Sonicare благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, обеспечивая индивидуальные инструкции и рекомендации для полноценного ухода за полостью рта.

Отслеживайте сеансы чистки и получайте рекомендации

- Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
- Помогает сократить количество движений
- Отслеживайте прогресс и не пропускайте участки

Приложение Sonicare предоставляет индивидуальные рекомендации


- Благодаря TouchUp можно повторно очистить пропущенные участки
- Вы всегда будете знать, насколько эффективна ваша чистящая насадка
- Уделяйте больше внимания всем проблемным местам
- Рекомендации, которые помогут усовершенствовать ежедневную чистку

Самая глубокая и тщательная чистка от Philips Sonicare

- Позволяет создать свой режим чистки зубов
- Подстраивается под контуры зубов и десен для глубокой чистки
- Создано специально для вас
- Динамический поток жидкости для ухода за полостью рта
- Таймер позволяет повысить эффективность чистки зубов

Особенности

Датчик местоположения




Датчик местоположения FlexCare Platinum Connected показывает, каким участкам вы уделили мало времени, чтобы вы ничего не пропустили. Если есть какие-либо участки, которые вы регулярно пропускаете во время чистки, то датчик местоположения обратит ваше внимание на них.

Датчик давления



Во время чистки вы можете не замечать, что слишком сильно надавливаете на зубы, поэтому подключаемая щетка FlexCare Platinum Connected позволяет контролировать давление. При сильном нажатии удобный датчик давления включает легкую вибрацию ручки зубной щетки, предупреждая о необходимости совершать более мягкие движения. Исследования показали, что 7 из 10 пользователей, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили интенсивность благодаря датчику давления.


Датчик чрезмерных движений



Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас, с ней почти не требуется совершать чистящие движения. В подключаемой щетке FlexCare


Platinum Connected встроен датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, снизив количество движений и обеспечивая более бережный и эффективный уход.

TouchUp




Если во время чистки зубов вы пропустите какие-либо участки, то приложение Philips Sonicare, отслеживающее ваш прогресс, подскажет вам это и посоветует очистить участок повторно. TouchUp предоставляет настраиваемые рекомендации, основанные именно на ваших индивидуальных данных чистки зубов, благодаря чему вы сможете моментально очистить пропущенные участки и улучшить уход за зубами.

Индивидуальные рекомендации




FlexCare Platinum Connected позволяет устанавливать ежедневные цели и отслеживает ваш прогресс. Приложение Sonicare хранит историю данных о чистке зубов, с помощью которой вы с легкостью можете следить за эффективностью чистки. Благодаря индивидуальным рекомендациям, советам и оповещениям из приложения ваша техника чистки зубов со временем будет совершенствоваться. Вы даже можете поделиться своими успехами со стоматологом.

Целевые участки



Если стоматолог указал на определенные проблемные участки вашей полости рта, которым требуется уделить повышенное внимание из-за образования зубного налета, рецессии десны или другой проблемы, то FlexCare Platinum Connected поможет вам в уходе за этими проблемными местами. Вы можете отметить данные участки на индивидуальной карте полости рта в приложении Sonicare, которое будет напоминать вам, что этим местам нужно уделить немного больше внимания каждый раз при чистке зубов.

Отслеживание эффективности чистящей насадки



Спустя несколько месяцев регулярного использования чистящие насадки постепенно приходят в негодность и утрачивают жесткость. Приложение Sonicare обладает экраном для отслеживания эффективности чистящей насадки, которая рассчитывается в зависимости от вашего времени чистки зубов и давления. Оно сообщит вам, когда потребуется заменить чистящую насадку для достижения наилучших результатов. Вы даже сможете заказать сменные чистящие насадки непосредственно в приложении.

Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®: Обучающее приложение

Мощность

Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

Совместимость с ОС iOS: iPad 3-го или более высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с операционной системой версии iOS7

Удобство использования

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Ручка:

Изысканный эргономичный дизайн

Время работы: До 2 недель

В комплекте

Дорожный футляр: 1

Щетки: 1 FlexCarePlatinum Connected

Насадки: AdaptiveClean — 1 шт., 1 насадка InterCare стандартного размера

Зарядное устройство:

1

Ультрафиолетовый дезинфектор: 1

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели

Датчик давления: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Эффект освещения: Помогает удалять налет естественным образом

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

3 уровня интенсивности: Низкий, Средняя, Высокий

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Deep Clean (Глубокая чистка): Для эффективной тщательной чистки

