

PHILIPS

Stoffpolster

DreamWear

Ersatzteil

mit 1 Set Stoffpolstern

2 Stück/Packung



HH1120



Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Einfache Bedienung

- Komfortabel und weich

Besonderheiten

Weiche Stoffpolster



Für ein angenehmes Tragegefühl auf der Wange

Daten

Reinigung: Stoffpolster

Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:
Sorgfältig abspülen, zum Trocknen aufhängen¹

Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Bei ersten Anzeichen von Verschleiß ersetzen

Produktangaben

Materialien: Polyester, Elasthan

Gewährleistung: 90 Tage

