

PHILIPS

AVENT

Bomba tira-leite
manual

Conjunto normal



SCF430



Extração simplificada

Tecnologia de movimento natural, para um fluxo de leite rápido

Desfrute do conforto suave da bomba tira-leite manual portátil Philips Avent. Com a tecnologia de movimento natural, inspirada na ação de sucção do bebê para uma ejeção do leite mais rápida. Pode ajustar facilmente o ritmo e o vácuo.

Fácil de limpar

- Fácil de limpar e montar

Expressão confortável

- Desencadeia facilmente a saída de leite antes ou entre cada amamentação
- Extrair e alimentar
- Extraia sem se inclinar para a frente
- Escolha o seu ritmo, siga o seu fluxo de leite

Portátil e conveniente

- Ideal para a extração ocasionalmente, em qualquer lugar e em qualquer momento

Simples, suave e eficaz

- Ajuda na estimulação do fluxo de leite
- Almofada de silicone macia e adaptável

Destques

Tecnologia de movimento natural



A inovadora almofada de silicone — inspirada na ação de sucção única do bebê — estimula o mamilo para ajudar a iniciar rapidamente o fluxo do leite. Para uma extração confortável e eficaz.

Adapta-se aos seus mamilos



Uma vez que todos temos diferentes formas e tamanhos, a almofada de silicone contrai-se suavemente e adapta-se à sua anatomia única. Adapta-se a 99,98% dos tamanhos de mamilo* (até 30 mm).

Portátil e fácil de utilizar



A bomba tira-leite é pequena e leve, o que significa que é fácil de guardar e transportar, tornando a extração fora de casa simples e discreta.

Estimula a saída de leite



Uma bomba tira-leite manual, portátil e exclusiva, ideal para mães que precisam de libertar suavemente o leite quando estão fora de casa ou antes de amamentar.

Controlo da sucção e do fluxo



Esteja à vontade para ajustar o ritmo de extração e a sucção de acordo com as suas necessidades, conforto e fluxo de leite.

Sente-se confortavelmente



Descontraia e sente-se confortavelmente enquanto extrai leite, graças ao nosso design que lhe permite sentar-se na vertical, em vez de ter de se inclinar para a frente.

Fácil de limpar e montar



Uma vez que existem apenas algumas peças, a nossa nova bomba é fácil de montar e limpar.

Extrair e alimentar



Para alimentar com o seu leite extraído, basta encaixar a tetina macia no biberão. Para guardar o seu leite para alimentar mais tarde, feche o biberão com o disco vedante.

Especificações

Inclui

Biberão de 125 ml com tetina de 0 m+: 1 unid.
Discos de amamentação descartáveis: 4 unid.
Discos vedante: 1 unid.

Capa da almofada: 1 unid.
Kit de extração com pega: 1 unid.
Sacos de leite: 5 unidades

Funções

Almofada macia e adaptável: Estimulação suave



* Com base em: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maio de 1993, (20 participantes caucasianas, EUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália).

* Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011