

Philips
EnergyLight

HF3319/01



Få ny energi

Ger dig energi som en solig dag

Philips Energy Light är en särskild ljusterapienhet som ger dig tillräckligt med dagsljus och energi för att du ska kunna behålla sommarkänslan året runt, på ett sätt som enkelt går att passa in i dina dagliga rutiner.

Bekväm och lättanvänd lampa

- Justerbar vinkel
- Dimmer för ljusintensitet
- Indikator för behandlingstid
- UV-fri

Dokumenterade fördelar

- 100-årig Philips-expertis inom belysningsteknik
- 91 % av användarna är nöjda med sin EnergyLight
- Kliniskt bevisad att motverka vintertrötthet
- 94 % håller med om att EnergyLight motverkar vintertrötthet

Bekämpa vintertröttheten och öka din energi

- 10 000 lux ljusintensitet
- Hjälper till att motverka symptom på vintertrötthet och årstidsbunden depression
- Använd den 30 minuter per dag

PHILIPS

Funktioner

Bekämpa vintertröttheten



I länder med långa vintrar kan många känna att energin tryter och att humöret svänger på grund av mörkret. Symptomen kallas vintertrötthet, framträder vanligtvis på hösten och kan hålla i sig i flera veckor. Philips EnergyLight är ett enkelt och naturligt sätt att bekämpa symptomen och återställa humöret och energinivåerna.

10 000 lux ljusintensitet



EnergyLight producerar ljus med samma intensitet och kvalitet som naturligt dagsljus. Den kan faktiskt ge upp till 10 000 lux, men utan att du blir bländad.

Använd den 30 min per dag



Om du använder Philips EnergyLight på full intensitet i bara 30 minuter per dag får du bättre humör och energinivån. Du kan tryggt använda den under längre tid också. Placera EnergyLight i synfältet – du behöver inte titta rakt in i ljuset. Regelbunden användning varje morgon under vintermånaderna kommer att

lindra symptomen på vintertrötthet en årstidsbunden depression.

Indikator för behandlingstid




EnergyLight har en lysdiodtimer som anger hur lång tid produkten har använts.

Dimmer för ljusintensitet



Använd apparaten vid en bekväm ljusnivå (som du t.ex. använder när du läser) så kan du bekämpa vintertrötthet och få samma energi som du får på sommaren. EnergyLight HF har en dimmer för ljusintensitet så att du enkelt kan justera den mellan 0 och cirka 10 000 lux (vid 15–20 cm) så att den passar dina önskemål.

Justerbar vinkel



Apparaten kan placeras i olika vinklar för bekväm användning.

UV-fri



I EnergyLight används hela dagsljusspektrumet. Den uppfyller europeiska säkerhetsstandarder och har en skärm med UV-filter. EnergyLight är därför säker att använda.

Användarna vittnar om att det fungerar

94 % av användare håller med om att Philips EnergyLight framgångsrikt motverkar vintertrötthet. Den har testats på 286 konsumenter i USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna (metrixlab).

Mycket nöjda användare

91 % av användarna är nöjda med sin Philips EnergyLight-produkt. Den har testats på 286 konsumenter i USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna (metrixlab).

Kliniskt bevisat



Oberoende forskning visar att Philips energilampor ger det ljus din kropp behöver för att bekämpa vintertrötthet och öka energinivån. EnergyLight: 1) Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4) : 267-74; 2) Partonen et al. (2000) J Affect Disord 57(1-3): 55-61.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 200 cm
- Effekt: 75 W
- Isolering: Klass II (dubbel isolering)
- Frekvens: 50 Hz
- Spänning: 230 V
- Typ av lampor: 2 PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Livslängd för lampor: 1 700 timmar (10 000 lux)
- Ballastfrekvens: 45 kHz...125 kHz

Vikt och mått

- F-låda, vikt (= A-låda): 4,4 kg
- Förpackningsstorlek (BxHxD): 36 x 62,2 x 21,5 cm
- Box weight: 4.4 kg

Logistisk information

- CTV-kod: 884331901
- Ursprungsland: Tyskland

Lättanvänd

- Justerbar vinkel: 20 grader
- På/av-knapp
- Indikator för behandlingstid

Behagligt ljus

- Dimmer för ljusintensitet
- Jämn skärmljusstyrka
- Ljusintensitet: 10 000 lux
- Naturligt, vitt ljus
- Utbytbar lampa

Enkel att placera

- Justerbar vinkel: 20 grader

Medicinsk utrustning

- Direktiv om medicintekniska produkter: 2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Välbefinnande med ljus

- Bekämpa vintertröttheten
- Bli piggare
- Öka energinivån

Säkerhet och regler

- Inte för allmän belysning
- UV-fri: Ingen UV- eller nära UV-strålning
- CE 0344-certifierad
- I enlighet med IEC 60601-1 Ed. 3



Publiceringsdatum
2023-02-01

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; Partonen et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3): 55-61