

PHILIPS

AVENT

DECT-Babyphone
mit ECO-Modi

Baby monitor

SCD536/00



Immer in der Nähe Ihres Babys

Absolut störungsfrei und abhörsicher für eine private Atmosphäre

Mit unseren DECT-Babyphones können Sie Ihrem Baby jederzeit ganz nah sein, auch wenn Sie nicht im selben Raum sind. Dank der intelligenten ECO-Modi können Sie jetzt das DECT-Signal anpassen und bei Bedarf dennoch eine Verbindung zu Ihrem Baby beibehalten.

Kristallklarer Klang

- Auswahl der optimalen Lautstärke für Ihr Zuhause
- Anzeige des Geräuschpegels durch leuchtende LEDs
- Sicherheit dank kristallklarem Klang

Absoluter Komfort

- Kommunizieren Sie mit Ihrem Baby mithilfe der Gegensprechfunktion
- Ferngesteuertes Nachtlicht und Schlaflieder
- Überwachen Sie Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Kinderzimmer.

Absolut störungsfrei und abhörsicher für eine private Atmosphäre

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Passen Sie das DECT-Signal durch zwei einfache ECO-Modi an.

330 m Reichweite

- Bis zu 24 Stunden Betriebszeit bis zum nächsten Aufladen
- Extra weite Reichweite für ein hohes Maß an Mobilität
- Überprüfen Ihrer Verbindung

Besonderheiten

Störungsfreiheit

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Sicherer kristallklarer Klang

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Feuchtigkeits- und Temperatursensor

Mit dem kombinierten Feuchtigkeits- und Temperatursensor können Sie das Raumklima im Zimmer Ihres Babys überwachen. Ihr Baby kann seine Körpertemperatur nicht selbst regeln, und bereits ein kleiner Temperaturunterschied und eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit können es unruhig werden lassen. Eine spezielle Kombination aus Feuchtigkeits- und Temperatursensor wird Sie umgehend über die Digitalanzeige auf der Eltern-Einheit benachrichtigen, wenn sich das Raumklima im Zimmer Ihres Babys verändert. Überwachen Sie das Raumklima im Zimmer Ihres Babys.

Zwei intelligente ECO-Modi

Dank der beiden intelligenten ECO-Modi können Sie das DECT-Signal entweder reduzieren oder vollständig abschalten, während gleichzeitig der benötigte Kontakt zu Ihrem Baby bestehen bleibt. ECO-Modus: Energiesparender ECO-Modus mit reduzierter DECT-Signalstärke - perfekt, wenn Sie in der Nähe Ihres Babys sind. Max. ECO-Modus mit automatischer Einschaltfunktion: In diesem Modus wird das DECT-Signal vollständig abgeschaltet, sodass die Übertragungsleistung Ihres Babyphones wie im Standby-Modus abgeschaltet ist, wenn Ihr Baby tief und fest schläft. Wenn Ihr Baby ein Geräusch von sich gibt, wird das Gerät "geweckt". Es sendet ein Signal, und die Verbindung wird vollständig wiederhergestellt.

Erweiterte Reichweite

Mit einer Reichweite von 330 m, Gürtel-Clip und Trageband für vollständige Bewegungsfreiheit in Ihrem Zuhause. Mit der vielseitigen Reisetasche schützen Sie das Babyphone, wenn Sie unterwegs sind.

Überragende Betriebszeit

Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar.

Geräuschanzeige durch leuchtende LEDs

Leuchtende LEDs zeigen den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys an. Auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist, ertönt ein vibrierender Signalton, sobald der festgelegte Geräuschpegel erreicht wurde.

Einstellbare Schallempfindlichkeit

Sie können den Geräuschpegel und die Lautstärke so anpassen, dass Ihnen kein Kichern, Glucksen oder Schluckauf entgeht.

Warnsig. b. Verl. d. Empf.b./schw. Bat.

Die Elterneinheit des Philips Avent Babyphones gibt ein Warnsignal von sich, wenn die Batterie schwach ist oder Sie den Empfangsbereich verlassen.

Gegenseitige Kommunikation

Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

Nachtlicht und Schlaflieder

Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch das warme, besinnliche Strahlen des Nachtlichts beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen. Aktivieren Sie es über die Eltern- oder Babyeinheit. Nichts ist besser geeignet, ein Baby zu beruhigen, als ein sanftes Schlaflied. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und Ihr Baby somit schnell und mühelos in den Schlaf wiegen.

Daten

Entwicklungsstufen

Stufe: Schwangerschaft, 0 bis 6 Monate

Tuner/Empfang/Übertragung

Automatische Kanalwahl

Anzahl der Kanäle: 120

Leistung

Betriebszeit bei Akkubetrieb: 24 hr

Stromversorgung: 220 - 240 V

Ladezeit: 3 hr

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 10–40 °C

Komfort

Stromanzeige

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Automatische Warnung "Außer Reichweite"

Batterieladeanzeige

Lautstärkeregelung

Lautstärkenanzeige

Zubehör

Batterien: Ja, Batterien für Elterneinheit werden mitgeliefert

Ladestation für Elterneinheit

Kurzanleitung

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: DECT

Komfort

Empfindlichkeitsregelung

Zubehör

Gürtel-Clip, Halstrageband und Reisetasche

AC/DC-Adapter

Bedienungsanleitung

Komfort

Vibrationsalarm

Technische Daten

Lagertemperaturbereich: 10–40 °C

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 305 x 135 x 187 mm

