

Philips
EnergyLight

HF3319/01



Voel u fit

Geeft u meer energie, zoals op een zonnige dag

De EnergyLight van Philips is een speciale lichttherapielamp die u het hele jaar door een zomer gevoel geeft en die u eenvoudig in uw dagelijkse routine inpast.

Eenvoudig en comfortabel in het gebruik

- Instelbare hoek
- Dimmer voor de lichtintensiteit
- Behandeltijdindicator
- Zonder UV-straling

Proven benefits

- 100 jaar aan Philips-expertise in verlichtingstechnologie
- 91% van de gebruikers is tevreden met de EnergyLight
- Klinisch aangetoond dat winterblues worden bestreden
- 94% is van mening dat de EnergyLight winterblues bestrijdt

Zeg nee tegen de winterblues en verhoog uw energieniveau

- Lichtintensiteit van 10.000 lux
- Helpt de symptomen van winterblues te bestrijden
- Gebruik de EnergyLight 30 minuten per dag

PHILIPS

Kenmerken

Biedt weerstand tegen de winterblues



In landen waar de winters lang zijn en maar weinig daglicht is, hebben veel mensen last van een verlaagd energieniveau. Dit wordt ook wel de winterblues genoemd. De winterblues beginnen meestal in de herfst en kunnen enkele weken duren. Met de EnergyLight van Philips kunt u de klachten eenvoudig verlichten, zodat u zich weer net zo energiek voelt als in de zomer.

Lichtintensiteit van 10.000 lux



De EnergyLight produceert een soort licht met de intensiteit en kwaliteit van natuurlijk daglicht. De EnergyLight kan zelfs een lichtintensiteit tot 10.000 lux geven zonder dat het licht fel is en zonder schittering.

30 min per dag gebruiken



Als u de Philips EnergyLight 30 minuten per dag gebruikt met de volle lichtintensiteit verbeteren uw stemming en energieniveau op natuurlijke wijze. Langer gebruik is absoluut veilig. Plaats de EnergyLight in uw blikveld - u hoeft niet direct in het licht te kijken.

Regelmatig gebruik, iedere morgen tijdens wintermaanden, zal helpen de symptomen van de winterblues te verlichten.

Behandeltijdindicator




De EnergyLight heeft een LED-timer die aangeeft hoe lang het product ingeschakeld is geweest.

Dimmer voor de lichtintensiteit



Ga winterdepressie tegen en krijg energie alsof het zomer is terwijl u het apparaat gebruikt op een aangenaam lichtniveau dat u nodig hebt wanneer u bijvoorbeeld wilt lezen. De EnergyLight is voorzien van een dimmer voor de lichtintensiteit zodat deze eenvoudig kan worden aangepast tussen 0 tot ongeveer 10.000 lux (bij 15 tot 20 cm) al naar gelang de gewenste intensiteit.

Instelbare hoek



Voor optimaal gebruiksgemak kan het apparaat in meerdere standen worden geplaatst.

Zonder UV-straling



De EnergyLight gebruikt het volledig natuurlijke daglichtspectrum. Daarnaast voldoet het apparaat aan Europese veiligheidseisen en heeft het een UV-filterscherm. De EnergyLight is daarom volledig veilig in gebruik.

Gebruikers tonen aan dat het werkt

94% van de gebruikers is van mening dat de Philips EnergyLight winterblues met succes bestrijdt. Getest in de VS, CA, VK, NL (metrix lab) onder 286 consumenten.

Hoge tevredenheid van gebruikers

91% van de gebruikers is tevreden met de Philips EnergyLight. Getest in de VS, CA, VK, NL (metrix lab) onder 286 consumenten.

Klinisch bewezen



Onafhankelijk onderzoek toont aan dat de Philips EnergyLight het licht produceert dat uw lichaam nodig heeft om de winterblues te bestrijden en uw energieniveau te doen toenemen. EnergyLight: 1) Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; 2) Partonen et al. (2000) J Affect Disord 57(1-3): 55-61.

Specificaties

Technische specificaties

- Vermogen: 75 W
- Snoerlengte: 200 cm
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Frequentie: 50 Hz
- Spanning: 230 V
- Type lampen: 2PL-L Philips EnergyLight van 36W
- Levensduur van lampen: 1700 uur (10.000 lux)
- Ballastfrequentie: 45 kHz ... 125 kHz

Gewicht en afmetingen

- Gewicht F-box (= A-box): 4,4 kg
- Afmetingen doos (l x h x d): 36 x 62,2 x 21,5 cm
- Box weight: 4.4 kg

Logistieke gegevens

- CTV-code: 884331901
- Land van herkomst: Duitsland

Gebruiksvriendelijk

- Instelbare hoek: 20 graden
- Aan/uit-schakelaar
- Behandeltijdindicator

Comfortabele lamp

- Dimmer voor de lichtintensiteit
- Gelijmatige schermhelderheid
- Lichtintensiteit: 10.000 lux
- Natuurlijk wit licht
- Vervangbare lamp

Eenvoudig instelbaar

- Instelbare hoek: 20 graden

Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

Welzijn door licht

- Biedt weerstand tegen de winterblues
- Verhoogt uw alertheid
- Verhoogt het energieniveau

Veiligheid en voorschriften

- Zonder UV-straling: Geen UV- of bijna-UV-straling
- Niet voor algemene verlichting
- Voldoet aan IEC 60601-1 Ed. 3
- CE 0344-gecertificeerd



Publicatiedatum
2023-02-01

Versie: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; Partonen et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3): 55-61