

Philips Philips Avent
Tijă pentru diafragmă

Alb
Pompe de sân

CP1680/01



Creează vidul necesar pentru colectare

Verifică compatibilitatea mai jos

Tija conectează mânerul la pompă, ceea ce permite mișcarea diafragmei pentru a crea vidul. Acest lucru va face ca laptele să curgă.

PHILIPS

Specificații

Se potrivește cu tipurile de produse

- SCF330/11; SCF330



Data apariției 2024-07-30

Versiune: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com