

PHILIPS

AVENT

Ajándékcsomag

Manual Breast Pump

Univerzális készlet

Sterilizálás, fejés és etetés



SCD430/50



Sterilizálás, fejés és etetés

Kézi mellszívó készlet sterilizálással

A szoptatási készlet ideális választás olyan anyukák számára, akik egyetlen készlet segítségével szeretnék megoldani a fejést, a szoptatást és a tisztítást is. A készlethez egy kézi mellszívó, sterilizáló, játszócumik és cumisüvegek is tartoznak.

Táplálás a Philips Avent cumisüvegekkel

- Természetes mellre tapadás

Megnyugtatás ultra soft cumival

- A rugalmas cumipajzs kényelmes illeszkedést biztosít

Fejés kézi mellszívóval

- A gyors tejáramlás érdekében
- Kényelmesebb élmény
- Ideális az alkalmankénti fejéshez bárhol, bármikor
- Nem szükséges előrehajolni

Sterilizálás mikrohullámú sterilizálással

- Gyors és hatékony
- A benne lévő eszközök akár 24 órán át sterilek maradnak

Fénypontok

Természetes mozgást biztosító technológia



Élvezze a Philips Avent hordozható kézi mellszívó gyengéd kényelmét. A természetes mozgást biztosító technológia, amelyet a baba szopó mozdulatai ihlettek, gyors tejszívást tesz lehetővé. Könnyedén beállíthatja a ritmust és a vákuumot.

Adaptív szilikonpárna




A szilikonpárna lágyan hajlik, és alkalmazkodik a mellbimbó egyedi méretéhez és alakjához. A mellbimbóméretek 99,98%-ához illeszkedik.

Hordozható és egyszerűen használható



A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható és szállítható, így a fejés problémamentes és diszkrét útközben.

Kényelmesen illeszkedik



Üljön lazán és kényelmesen fejés közben – a kialakításnak köszönhetően egyenes háttal ülhet, és nem kell előredőlnie.

Mindössze 2 perc alatt sterilizál



A mikrohullámú gőzsterilizáló mindössze 2 perc alatt sterilizálja a cumisüvegeket és más termékeket, és a kórokozók 99,9%-át elpusztítja. A melegítés pontos ideje természetesen a mikrohullámú készülék teljesítményétől függ: 1200-1850 W-ig – 2 perc, 850-1100 W-ig – 4 perc, 500-800 W-ig – 6 perc.

Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át



A mikrohullámú gőzsterilizáló bizonyítottan elpusztítja a kórokozók és a baktériumok 99,9%-át.

Natural cumisüvegekkel



A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóná teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Ultra Soft cumikkal



A Philips Avent ultra soft játszócumi megfelelő gondoskodást biztosít az érzékeny bőr számára. A rugalmas cumipajzsunk követi a baba arcának vonalát, így kevésbé hagy nyomot az arcon, és kevésbé irritálja azt, ezáltal kényelmesebb megnyugtatót biztosít.

Műszaki adatok

A következőt tartalmazza:

Üvegmosó kefe: 1 db

Kézi mellszívó készülék: 1 db

Mikrohullámú sterilizáló: 1 db

ultra soft fehér játszócumik 0–6 hónapos

korig: 2 db

Etetőcumik 0 hó+: 2 db

Etetőcumik 1 hó+: 2 db

260 ml-es cumisüvegek: 2 db

125 ml-es cumisüvegek: 2 db

Funkciók

Puha, adaptív párna: Lágy stimuláció

Hordozható és könnyű: Könnyű használat útközben



* Források: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019. április 26., (109 résztvevő, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. május, (20 résztvevő (kaukázusi), Egyesült Államok); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 résztvevő, Ausztrália).

* BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének