

PHILIPS

sonicare

Električna četkica za zube
s tehnologijom SenseIQ

DiamondClean Prestige
9900

Limited edition s motivima ginka

SenseIQ
prepoznaje, prilagodava, njeguje

All-in-One glava četkice

Aplikaciju Sonicare pokreće AI

HX9992/42



Izvanredna njega prilagođena vama

uz SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige s tehnologijom SenseIQ naša je najnaprednija električna četkica za zube. Ona poboljšava našu već dokazanu soničnu tehnologiju upotpunjujući je inteligencijom te mogućnostima prepoznavanja i prilagođavanja radi pružanja holističke njege koja će uvijek biti upravo onakva kakvu želite.

Prilagodene vama

- Elegantan i kompaktan dizajn

Always get it right with SenseIQ

- Prilagodava vam se u stvarnom vremenu ako kod četkanja primjenjujete prevelik pritisak
- Povratne informacije o četkanju u stvarnom vremenu
- Tehnologija SenseIQ prepoznaje, prilagodava, njeguje
- Prepoznaje vaš stil četkanja
- Intuitivno brine za vaše zube i desni

Personalized clean without compromise

- All-in-One glava četkice za potpunu njegu
- Personalizirane smjernice aplikacije Philips Sonicare
- Sonično četkanje: majstorska klasa u učinkovitom čišćenju

Premium accessories

- Jednostavno punjenje preko minimalističkog postolja i baze
- Tamnoplava USB putna torbica s motivima ginka za elegantno putovanje

Istaknute znač.

Prilagodava vam se u stvarnom vremenu




Većina nas tijekom četkanja primjenjuje prevelik pritisak. Zbog toga će naše četkice za zube automatski podesiti intenzitet ako primijenite prevelik pritisak. Naša besplatna aplikacija Philips Sonicare donosi prilagodene smjernice i preporuke kako biste svoje četkanje mogli podići na višu razinu.

Lako punjenje



Kad bude potrebno napuniti četkicu za zube, jednostavno je stavite na bazu za punjenje. Savršeno za divljenje čistom, modernom dizajnu vaše četkice za zube.

Premium All-in-One glava četkice



Četkajte bez kompromisa uz A3 Premium All-in-One glavu četkice. Vlakna naše najbolje četkice nalaze se pod kutom te pomažu ukloniti do 20x više naslaga, čak i na teško dostupnim područjima*. Trokutasti nastavci uklonit će do 100 % više mrlja u manje od dva dana***. Duža vlakna čiste dubinski, za desni koje će biti do 15x zdravije u samo dva tjedna**. Pritom nećete morati mijenjati glave četkice. Jeste li znali: glave četkice postaju

manje učinkovite nakon 3 mjeseca uporabe? Naša značajka BrushSync™ može vas podsjetiti kad se približi vrijeme za zamjenu.

Personalizirane smjernice



Aplikaciju Philips Sonicare pokreće umjetna inteligencija te je savršeno usklađena s četkicom za zube. Pruža smjernice u stvarnom vremenu u vezi pritiska, pokreta, pokrivenosti, trajanja i učestalosti četkanja. Pratite izvješća o napretku po danu, tjednu, mjesecu i godini. Upotrijebite prilagodene preporuke i poduzmite predložene korake za bolje četkanje. U međuvremenu, značajka automatske sinkronizacije osigurava ažurnost podataka o četkanju u aplikaciji, čak i ako ne četkate uz pomoć aplikacije.

Elegantna i kompaktna




Doživljaj koji pruža Sonicare 9900 Prestige utemeljen je na moćnoj tehnologiji predstavljenoj sa stilom i kompaktnošću. Četkica za zube 18 mm je kraća od modela DiamondClean, a ima vrhunske materijale koji ovaj luksuzni uređaj čine privlačnim i ugodnim na dodir.

Dokazano sonično četkanje



Četkanjem uklonite naslage zahvaljujući soničnoj tehnologiji – naš standard u učinkovitom i nježnom čišćenju. Dok četkate, do 62 000 pokreta vlakana i dinamično usmjeravanje tekućine pomažu očistiti teško dostupna područja, ostavljajući izvanredan osjećaj svježine i čistoće u vašim ustima.

Povratne informacije u stvarnom vremenu



Vi možda nećete primijetiti da ste zube počeli četkati zube previše intenzivno ili agresivno, ali vaša četkica hoće. Svjetlosni prsten na kraju drške nježno će vas podsjetiti da smanjite pritisak ili agresivnost četkanja.

Tehnologija SenseIQ



Dok četkate zube, tehnologija SenseIQ prepoznaje pritisak, pokret, pokrivenost i još toga brzinom do 100 puta u sekundi. Zatim prilagodava intenzitet u slučaju da prejako pritisćete. Inteligentna tehnologija SenseIQ omogućava jasno definiranje načina četkanja, kako biste mogli uživati u jednostavnoj njezi i četkanju koje se vremenom poboljšava.

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

Bluetooth® bežična tehnologija: Povezana aplikacija za pranje zuba

Snaga

Napajanje: 110 - 220 V

Tehničke specifikacije

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 2+ tjedna****

Baterija: Može se puniti

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Midnight Blue

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Kompatibilnost

Android kompatibilnost: Android OS 8.0 i novije verzije

iOS kompatibilnost: iPhone uređaji sa sustavom iOS 13.0 i novije verzije

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator osvijetljene ikone

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Drška: Elegantan i kompaktan dizajn, Jednostavno upravljanje dodirrom

Putna torbica: Elegantno, Tamnoplava ograničenog izdanja, kompaktna navlaka za punjenje, koža prihvatljiva za vegane

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Ikona podsjetnika svijetli, kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate

Predmeti u kompletu

Drška: 1 Sonicare 9900 Prestige

Glave četkice: 2 A3 Premium All-in-One Prestige USB torbica za punjenje: 1

Baza za punjenje: 1

USB kabel: 1

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Do 15x zdravije desni**

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Rad: Uklanja do 20 puta više naslaga*

Prednosti izbjeljivanja: Do 100 % manje mrlja***

Mjerač vremena: BrushPacer i SmarTimer

Povratne informacije za pritisak: Prsten svijetli ljubičasto, Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Povratne informacije za agresivno čišćenje:

Prsten svijetli žuto, Drška vibrira kako bi upozorila korisnika, Opcija za uključivanje/isključivanje u aplikaciji

Tehnologija SenseIQ

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog čišćenja

Senzor položaja: Praćenje pokrivenosti čišćenja, pri svakom čišćenju

Senzor za agresivno čišćenje: Smjernice za smanjenje agresivnog čišćenja

3D karta usne šupljine: Označavanje područja koja nedostaju

Prilagodljiv intenzitet: Podešavanje razine intenziteta, u slučaju prevelikog pritiska

Umjetna inteligencija: Prepoznavanje i sinkronizacija čišćenja

Aplikacija Sonicare s AI

Smjernice u stvarnom vremenu: Prilagodene preporuke, Dnevno/mjesečno/godišnje izvješćivanje o napretku

Prilagodljivi načini rada: Clean (čišćenje), White+, Zdravlje desni, Deep Clean (dubinsko čišćenje), Osjetljivo



* u usporedbi s običnom četkicom za zube

** u usporedbi s običnom četkicom za zube u 6 tjedana

*** u laboratorijskom testiranju, u usporedbi s običnom četkicom za zube

**** na temelju dva razdoblja dvominutnog čišćenja dnevno, u standardnom načinu rada