



Philips Sonicare F1
Standard nozzle
Burnos irigatoriaus antgalis

2 antgaliai



HX3042/00

Galinga vandens srovė

Reguliariam valymui

Reguliariam valymui naudokite standartinį antgalį. Jis purškia vieną vandens srovę, kuri pašalina apnašas ir kruopščiai išvalo tarpdančius.

An effortless clean with advanced technology

- „F1 Standard“ antgalis skirtas reguliariam valymui
- Kreipiamuoju galiuku pasieksite reikiamą vietą

PHILIPS
sonicare

Specifikacijos

Ypatybės

Suderinamumas

- Suderinama su: bet kuriuo „Philips Sonicare Power Flosser“ elektriniu irigatoriumi

Lengva naudoti

- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti
- Antgalio keitimas: Kas 6 mėnesius, gerai higienai

Pridėti priedai

- „F1 Standard“ antgalis: 2

Galinga vandens srovė

Reguliariam valymui naudokite standartinį antgalį. Jis purškia vieną vandens srovę, kuri pašalina apnašas ir kruopščiai išvalo tarpdančius.

Kreipiamasis galiukas

Plonas, kampu pakreiptas antgalis ir kreipiamasis galiukas padeda lengvai ir tinkamai nukreipti į reikiamą vietą. Nukreipkite antgalio galiuką tiesiai virš dantų linijos, švelniai paspauskite, kad antgalio galiukas liestų dantų liniją ir dantis, tada stumkite nuo vieno danties prie kito.

