

Philips Zoom  
Philips Zoom Schutzbrille



DIS560/01

# Philips Zoom Schutzbrille

Entwickelt für das Philips Zoom Chairside-Verfahren

Verwendet Gläser aus Polycarbonat, um über 99 % UVB- und 99 % UVA-Licht zu blockieren. Diese lassen sich leicht auf Korrektionsgläsern anbringen. Verstellbare Bügel sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz. Während des Philips Zoom Chairside-Verfahrens sollte keine andere Brille verwendet werden.

## **Jetzt selbstbewusster lächeln**

- Ihr strahlendstes Lächeln

# PHILIPS ZOOM!

# Daten

## Leistung

- Aufhellungsergebnisse: Optimale Ergebnisse in

45 Min.

# Besonderheiten

## Beeindruckende Ergebnisse in kurzer Zeit

Warum lange auf Ergebnisse warten, wenn Sie schon jetzt weißere Zähne haben können? Mit der Philips Zoom WhiteSpeed Lampe wird Ihr Lächeln nach nur einem 45-minütigen Besuch bei Ihrem Zahnarzt weißer.



Ausstellungsdatum  
2023-07-22

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 63178 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)