

# PHILIPS

## sonicare

Električna zobna ščetka  
s tehnologijo SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige

Polnočno modra, omejena  
izdaja

SenseIQ zaznava, se prilagaja in  
neguje

Glava ščetke vse v enem

Sonicare na osnovi umetne  
inteligence

HX9992/42



## Izjemna nega, osebno prilagojena s tehnologijo SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige s tehnologijo SenseIQ je naša najnaprednejša električna zobna ščetka. Naša dokazana sonična tehnologija je izboljšana z inteligenco, zaznavanjem in prilagajanjem za celostno nego, da boste vedno vse naredili prav.

### Zasnova po vaši meri

- Elegantna in kompaktna zasnova

### S tehnologijo SenseIQ boste vedno vse naredili prav

- Prilagaja se vam v realnem času, kadar premočno pritiskate
- Povratne informacije o ščetkanju v realnem času
- Tehnologija SenseIQ zaznava, se prilagaja in neguje
- Zaznava vaš slog ščetkanja
- Intuitivno neguje zobe in dlesni

### Vam prilagojeno čiščenje brez kompromisov

- Glava ščetke vse v enem za popolno nego
- Osebno prilagojeno vodenje z aplikacijo Philips Sonicare
- Sonično ščetkanje: vadnica o učinkovitem čiščenju

### Vrhunska dodatna oprema

- Enostavno polnjenje z minimalističnim stojalom in podstavkom
- Polnočno modra torbica s priključkom USB za elegantna potovanja, omejena izdaja

# Značilnosti

## Glava ščetke Premium vse v enem



Ščetka A3 Premium vse v enem za popolno umivanje zob. Naša najboljša glava ščetke doslej ima poševne ščetine, ki pomagajo odstraniti 20-krat več zobnega kamna tudi na težko dostopnih mestih\*. Trikotne konice odstranijo do 100 % več madežev v manj kot dveh dneh\*\*\*. Daljše ščetine hkrati omogočajo globoko čiščenje dlesni, ki postanejo do 15-krat bolj zdrave že v dveh tednih\*\*. Vse to brez menjanja glav ščetke. Ste vedeli, da glava ščetke postane manj učinkovita po 3 mesecih uporabe? Naša funkcija BrushSync™ vas lahko opomni, ko bo kmalu čas za menjavo.

## Prilagaja se vam v realnem času



Večina nas med umivanjem zob preveč pritiska ščetko. Zato naša zobna ščetka samodejno prilagaja intenzivnost, ko pritiskate preveč. Hkrati brezplačna aplikacija Philips Sonicare nudi vam prilagojena navodila in nasvete za bistveno boljše umivanje zob.

## Enostavno polnjenje



Ko morate zobno ščetko napolniti, jo položite na polnilno postajo. Idealno za občudovanje izčiščene in sodobne oblike zobne ščetke.

## Elegantno in kompaktno



Izkušnja Sonicare 9900 Prestige temelji na napredni tehnologiji ter slogu in kompaktnosti. Zobna ščetka je za 18 mm krajša od modela DiamondClean in je izdelana iz vrhunskih materialov, zaradi česar je ta razkošna naprava čudovitega videza in prijetna na otip.

## Vam prilagojeno vodenje



Aplikacija Philips Sonicare temelji na umetni inteligenci in deluje povsem usklajeno s ščetko. Med umivanjem zob vam lahko nudi sprotna navodila glede pritiska, gibanja, površine, trajanja in pogostosti umivanja. Ogledate si lahko dnevna, tedenska, mesečna in letna poročila o napredku. Na voljo so vam osebno prilagojena priporočila in koraki za boljše umivanje zob. Ob tem samodejna sinhronizacija skrbi za posodobljenost podatkov o ščetkanju v aplikaciji, tudi ko je med ščetkanjem nimate ob sebi.

## Dokazano sonično ščetkanje



Odstranite zobne obloge s sonično tehnologijo, našim standardom za učinkovito in nežno čiščenje. Med ščetkanje vam do 62.000 gibov ščetin z dinamičnim in tekočim čiščenjem pomaga pri čiščenju tudi težko dostopnih mest ter poskrbi za izjemno svež in čist občutek v ustih.

## Povratne informacije v realnem času



Sami morda ne opazite, da pri ščetkanju pritiskate premočno ali drgnete, vendar ščetka to zazna. Svetleči obroček na koncu ročaja vas bo nežno opomnil, da morate popustiti pritisk ali prenehati z drgnjenjem.

## Tehnologija SenseIQ



Med ščetkanjem tehnologija SenseIQ do 100-krat na sekundo zazna pritisk, gibanje, površino ščetkanja in še več. Nato prilagodi moč, če preveč pritiskate. Ob inteligenci SenseIQ ni več treba razmišljati o načinih ščetkanja, zato boste lahko z lahkoto skrbeli za svoje zobe in trajno boljše higieno.

# Specifikacije

## Povezljivost

**Brezžična tehnologija Bluetooth®:** Aplikacija, ki se poveže z zobno ščetko

## Napajanje

**Napajanje:** 110–220 V

## Tehnične specifikacije

**Baterija:** Za polnjenje

**Čas delovanja (od polne do prazne):** Več kot 2 tedna\*\*\*\*

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

## Zasnova in izdelava

**Barva:** Polnočno modra

## Servis

**Garancija:** 2-letna omejena garancija

## Zdržljivost

**Podpora za Android:** Android OS 8.0 ali novejša različica

**Podpora za iOS:** Naprave iPhone s sistemom iOS 13.0 ali novejšo različico

## Enostavna uporaba

**Zdržljivost ročaja:** Enostavno pritrdljive glave ščetke

**Indikator baterije:** Osvetljena indikatorska ikona

**Ročaj:** Elegantna in kompaktna zasnova, Enostavno upravljanje na dotik

**Potovalna torbica:** Elegantno, Polnočno modra, omejena izdaja, kompaktna torbica za polnjenje, vegansko usnje

**Opomnik za zamenjavo BrushSync:** Opozorilna ikona zasveti, za vedno najboljše rezultate

## Priloženi predmeti

**Ročaj:** 1 x Sonicare 9900 Prestige

**Glave ščetke:** 2 x A3 Premium vse v enem

**Polnilna torbica USB Prestige:** 1

**Podstavek polnilnika:** 1

**Kabel USB:** 1

## Učinkovitost čiščenja

**Zmogljivost:** Odstrani do 20-krat več zobnih oblog\*

**Hitrost:** Do 62.000 gibov ščetke/min

**Pozitivni vplivi na zdravje:** Do 15-krat bolj zdrave dlesni\*\*

**Prispeva k bolj belim zobem:** Do 100 % manj madežev\*\*\*

**Časovnik:** BrushPacer in SmartTimer

**Povratne informacije o pritisku:** Obroč zasveti vijolično, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

**Povratne informacije o drgnjenju:** Obroč zasveti oranžno, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika, Možnost vklopa/izklopa v aplikaciji

## Tehnologija SenseIQ

**Senzor pritiska:** Opozori, ko je ščetkanje premočno

**Senzor položaja:** Beleži površino pokritosti, pri vsakem ščetkanju

**Senzor drgnjenja:** Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja

**3D-prikaz ust:** Označi neočiščene predele

**Prilagodljiva intenzivnost:** Prilagaja intenzivnost, ob premočnem pritiskanju

**Umetna inteligenca:** Zaznava in sinhronizira ščetkanje

## Aplikacija Sonicare z umetno inteligenco

**Vodenje v realnem času:** Uporabniku prilagojena priporočila,

Dnevno/mesečno/letno poročilo o napredku

**Prilagodljivi načini:** Clean, White+, Zdrave dlesni, Globinsko čiščenje, Sensitive



\* v primerjavi z ročno zobno ščetko

\*\* V primerjavi z ročno zobno ščetko v 6 tednih

\*\*\* V laboratorijskem preizkusu v primerjavi z ročno zobno ščetko

\*\*\*\* Pri dveh dvominutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu