

PHILIPS

AVENT

Cumisüveg

Natural Response

1 db cumisüveg

260 ml

3. átfolyási sebességű cumifej

1 hó.+



SCY903



Támogatja a baba saját ivási ritmusát

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. A babák ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék. Ezáltal megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazását.

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

- Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel
- A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

Egyéb előnyök

- Ismerje meg a cumisüveg-kínálatunkat!
- Válassza a baba számára megfelelő átfolyási sebességet
- A csepegésmentes cumifejjel megelőzhető, hogy kiömljön és kárba vesszen a tej
- Kompatibilis a Philips Avent termékválasztékkal
- Könnyű megfogni – még az apró kezeknek is
- Egyszerűen használható, könnyen tisztítható és gyorsan összeállítható
- A Natural Response cumifejek és cumisüvegek BPA-mentesek*
- Legyen türelemmel, amíg a gyermeke megszokja

Meggátolja, hogy a levegő a baba pocakjába kerüljön

- A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

Fénypontok

Natural Response cumifej



A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mell-érzet



A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a melle tapadni és enni.

A megfelelő cumifej megtalálása fontos



Ha az újszülött baba következetesen nem iszik elég tejet az etetés során, vagy nehezen tud a tejhez jutni, váltson magasabb átfolyási

sebességű cumifejre. Ha az etetési problémák folyamatosan fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Hasfájást csökkentő szelep



A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.

Cseppegésmentes cumifej



A cumifej nyílása a tervezésének köszönhetően csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen iszik. Így elkerülhető, hogy kárba vesszen a tej – akár otthon, akár útközben.

Találja meg a megfelelő átfolyási sebességet



Minden baba másképp eszik, és a saját ütemében fejlődik. Különböző folyáserekségeket fejlesztettünk ki, hogy Ön megtalálhassa a gyermeke számára tökéletes

változatot, és személyre szabhassa a cumisüveget. Mindegyik Natural Response cumifej puha szilikonból készült.

Egyszerű használat és tisztítás



Az üveg széles nyaka megkönnyíti a cumisüveg feltöltését és tisztítását. Kevés elemből áll, gyorsan, egyszerűen összeállítható.

Könnyű tartani



Az ergonomikus üveget minden szögből könnyű megfogni, így maximális kényelmet nyújt etetés közben. Önnek is és az apró kezeknek is könnyű tartani.

Kompatibilis a termékcsaládán belül



Válogasson kedvére mellszívóink, cumisüvegeink és pohárelemeink közül, és alkossa meg az Ön számára legideálisabb terméket.

Műszaki adatok

Anyag

Cumifej: Szilikon, BPA-mentes*

A következőt tartalmazza:

260 ml-es cumisüveg: 1 db

Közepes átfolyású cumifej: 1 db

Funkciók

A cumifej jellemzői: Természetes mell-érzet, Cseppmentes kialakítás, Puha és rugalmas, Hasfájást csökkentő szelep

