

PHILIPS

sonicare

inkl. 60
Bürstenköpfe

Patienten TEST:
ProtectiveClean 4700

Integrierter Drucksensor

2 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen

BrushSync Funktion



HX6481/50



Nicht zum Weiterverkauf!

Ermöglicht Ihren Patienten das risikofreie Testen vor dem Kauf.

Coachen Sie Ihre Patiente beim Putzen und geben Sie Ihnen individuelle Tipps. Der Unterschied einer sanften Reinigung mit dem Drucksensor ist spürbar, während das Zahnfleisch bis zu 100 % gesünder wird als mit der Handzahnbürste. Enthält 60 Bürstenköpfe.

Für eine gute Mundgesundheit

- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches um bis zu 100 %*
- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung
- So weißt du immer, wann du die Bürstenköpfe austauschen solltest

Innovative Technologie

- Informiert dich, wenn du zu viel Druck ausübst
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Zwei Putzprogramme, drei Intensitätsstufen


Besonderheiten

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten bieten Ihnen eine besonders schonende Reinigung zur Entfernung von Plaque entlang des Zahnfleischrands. So wird Ihr Zahnfleisch um bis zu 100 % gesünder als mit Handzahnbürsten. Mit der speziell gebogenen Aktivspitze kommen Sie außerdem einfacher an die Zähne im hinteren Mundbereich.

Putzen ganz nach Ihrem Geschmack



Dank dieser Zahnbürste mit zwei Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das "Clean"-Putzprogramm ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das "Gum Care"-Putzprogramm bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren. Die drei Intensitäten können zwischen "hoch" und "niedrig" je nach Intensität von links nach rechts angepasst werden.

Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen,


Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit deines Zahnfleisches zu verbessern.

Die einzig wahre Schalltechnologie




Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Überwachen deinen Putzdruck



Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt deine Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das dich daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

BrushSync Technologie




Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück – eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

BrushSync Erinnerungsfunktion




Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange du deinen Bürstenkopf bereits verwendest und wie intensiv du putzt. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton dich darauf aufmerksam. So kannst du sicher sein, dass dein Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Hilfreiche Timer



Du möchtest eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

Natürlich weiße Zähne



Stecke den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf deine Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und Mint

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück-Kompatibilität: Einfach

aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 30 G3 Premium Gum Care, 30 C3 Premium zum Plaque-Schutz

Handstück: 1 ProtectiveClean

Ladegerät: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes Zahnfleisch, Verringert Kariesbildung

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Hellt Zähne in 1 Woche auf

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Hoch, Niedrig, Mittel

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

